Rollers TUFROL™ Nunc™

- En polystyrène
- Lisses ou plissés
- Souffles sans soudure (sécurité et robustesse)
- Conçus pour la production de cellules animale en grandes quantités
- Utilisation manuelle ou automatisée
- Non cytotoxiques, non pyrogéniques
- TUFROL™ EZ: manipulation plus aisée grâce à un fond plus rond et un épaulement facilitant l versement des liquides
- Stériles



TUFROL™ et TUFROL™ EZ Nunc™, traités culture, pour les cultures sous agitation

Référence	Volume total (ml)	Ø x h (mm)	Matière	Paroi	Surface (cm²)	Type de Bouchon	Spécificité	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
Rollers TUFROL™										
353007B	2000	117,3 x 276,9	PS	Lisse	850	Standard	-	2	20	**NC -**
353008B	2000	117,3 x 276,9	PS	Lisse	850	Standard	-	20	20	**NC -**
353088B*	2000	117,3 x 276,9	PS	Lisse	850	Standard	-	20	20	**NC -**
353068B	2000	117,3 x 276,9	PS	Lisse	850	Filtrant	-	2	20	**NC -**
353079B	2000	117,3 x 276,9	PS	Plissé	1450	Standard	-	20	20	**NC -**
056781*	2000	117,3 x 276,9	PS	Plissé	1450	Standard	-	20	20	**NC -**
353069B*	2000	117,3 x 276,9	PS	Plissé	1450	Filtrant	-	20	20	**NC -**
Rollers TUFROL™ EZ										
353151B	2000	117,3 x 276,9	PS	Lisse	850	Standard	Fond très profond	2	20	**NC -**
353152B	2000	117,3 x 276,9	PS	Lisse	850	Standard	Fond très profond	20	20	**NC -**
353153B*	2000	117,3 x 276,9	PS	Lisse	850	Standard	Fond très profond	20	20	**NC -**
353154B	2000	117,3 x 276,9	PS	Lisse	850	Filtrant	Fond très profond	2	20	**NC -**
353160B	2000	117,3 x 276,9	PS	Lisse	850	Standard	-	2	20	**NC -**
353161B*	2000	117,3 x 276,9	PS	Lisse	850	Standard	-	20	20	**NC -**
353162B	2000	117,3 x 276,9	PS	Lisse	850	Filtrant	-	2	20	**NC -**

* Double emballage

Bouchons en HDPE pour rollers TUFROL™

Référence	Désignation	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
056782	Bouchon filtrant	250	500	**NC -**
056783	Bouchon standard	250	500	**NC -**

Rollers SPL

Bouteilles de culture, pour large volume de cellules en suspension.

- Le système de culture en rotation permet un rendement maximum avec un volume de réactif minimum
- Prévention de la formation de gradient / échanges gazeux optimum
- Plastique haute transparence
- Stériles
- Graduations noires

Cyto-toxines · Pyro-gènes · DNase RNase



Rollers SPL non traités culture, pour les cultures en suspension

Référence	Volume total (ml)	Ø x h (mm)	Matière	Paroi	Surface (cm²)	Type de bouchon	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
330228	2000	116,5 x 245,3	PS/HDPE	Lisse	850	Standard	2	40	**NC -**
330229	2000	116,5 x 245,3	PS/HDPE	Lisse	850	Filtrant	2	40	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be