Flacons de culture sur lame

Flacons de culture sur lame Nunc™



Applications

- Autoradiographie
- Immunofluorescence monocellulaire

Référence	Désignation	Unités d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
055065	Flacon	5	50	NC -
055066	Flaskette	8	16	NC -

Flacon

- Flacon fixé sur une lame en polystyrène traité culture Nunclon™ Delta grâce à un soudage par ultrasons pour une incubation à long terme sans fuite
- Le flacon peut se détacher facilement de la lame

Volume recommandé en fonction de la surface

Surface de culture (cm²)	Volume de travail (ml)/ chambre
10	2,5- 5


Flaskette


- Flacon (20 x 50 mm) fixé sur une lame en verre grâce à un joint d'étanchéité
- Le flacon peut se détacher de la lame

Volume recommandé en fonction de la surface

Surface de culture (cm²)	Volume de travail (ml)/ chambre
9	2,5- 5

Flacons de culture Hybridwell™ sur lame SPL





- Stériles
- Chambre en polystyrène collée sur une lame de microscope en verre (75 x 25 mm)
- Non cytotoxiques
- Lame disponible dans différents matériaux :
  - en verre, chargé naturellement, surface de croissance idéale pour les cellules adhérentes ;
  - DLux, plastique modifié avec une autofluorescence minimale
  - FLux, film plastique modifié (188 µm) pour la microscopie confocale

DNase RNase · ADN humain · Endo-toxines

Volume recommandé en fonction de la surface

Surface de culture (cm²)	Volume de travail (ml) / chambre
9	2,5-5,5

Référence	Traitement culture	Unités d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
330069	Non	6	12	NC -
330070	Oui	6	12	NC -
330071	Oui	6	12	NC -