TUBES À CENTRIFUGER 15 ET 50 ML

Tubes à centrifuger 15 et 50 ml Falcon®





Volume (ml)	15				50	
Ø ext. (mm)	17				29,72	
Ø int. (mm)	14,66				27,81	
H. sans bouchon (mm)	118,8				114,55	
H. avec bouchon (mm)	120,75				115,8	
Matière	Polypropylène ; bouchon en HDPE	Polypropylène ; bouchon en HDPE	Polystyrène; bouchon en HDPE	Polystyrène; bouchon en HDPE	Polypropylène ; bouchon en HDPE	Polypropylène ; bouchon en HDPE
Stérile	Oui				Oui	
Autoclavable	Non				Non	
Vitesse max. de centrifugation (g)	12000	12000	1800	1800	16000	16000
Jupe	Non				Non	
Graduation	Oui (incrément 0,5 ml)				Oui (incrément 2,5 ml)	
Zone de marquage	Oui				Oui	
Coloris	Transparent				Transparent	
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C				-80 °C à +121 °C	
Spécificités	. Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines et non cytotoxique . Emballage médical garantissant une stérilité parfaite . Surface hydrophobe et biologiquement inerte pour une meilleure récupération des cellules et protéines	. Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines et non cytotoxique . Emballage médical garantissant une stérilité parfaite . Surface hydrophobe et biologiquement inerte pour une meilleure récupération des cellules et protéines . Rack avec marquage alphanumérique et fenêtre permettant de visualiser le contenu du tube	. Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines et non cytotoxique . Emballage médical garantissant une stérilité parfaite . Surface hydrophobe et biologiquement inerte pour une meilleure récupération des cellules et protéines	. Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines et non cytotoxique . Emballage médical garantissant une stérilité parfaite . Surface hydrophobe et biologiquement inerte pour une meilleure récupération des cellules et protéines . Rack avec marquage alphanumérique et fenêtre permettant de visualiser le contenu du tube	. Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines et non cytotoxique . Emballage médical garantissant une stérilité parfaite . Surface hydrophobe et biologiquement inerte pour une meilleure récupération des cellules et protéines	. Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines et non cytotoxique . Emballage médical garantissant une stérilité parfaite . Surface hydrophobe et biologiquement inerte pour une meilleure récupération des cellules et protéines . Rack avec marquage alphanumérique et fenêtre permettant de visualiser le contenu du tube
Unités/carton	10 sachets de 50 tubes	10 portoirs de 50 tubes	10 sachets de 50 tubes	10 portoirs de 50 tubes	20 sachets de 25 tubes	20 portoirs de 25 tubes
Réf. bouchon bleu	**352096**	**352097**	**352095**	**352099**	**352070**	**352098**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubes à centrifuger 15 et 50 ml Nunc™






Volume (ml)	15		50	
Ø ext. (mm)	17		30	
Hauteur (mm)	120		115	
Matière	Polypropylène		Polypropylène	
Stérile	Oui		Oui	
Autoclavable	Non		Non	
Vitesse max de centrifugation (g)	10500		17000	
Jupe	Non		Non	
Graduation	Oui		Oui	
Zone de marquage	Oui		Oui	
Coloris	Translucide		Translucide	
Spécificités	Exempt de DNases et RNases et d'endotoxines ; non cytotoxique ; USP classe VI	Exempt de DNases et RNases et d'endotoxines ; non cytotoxique ; USP classe VI ; Portoir en plastique recyclable	Exempt de DNases et RNases et d'endotoxines ; non cytotoxique ; USP classe VI	Exempt de DNases et RNases et d'endotoxines ; non cytotoxique ; USP classe VI ; Portoir en plastique recyclable
Unités/carton	10 sachets de 50 tubes	20 portoirs de 25 tubes	20 sachets de 25 tubes	12 portoirs de 25 tubes
Réf. bouchon bleu	**056770**	**056771**	**056772**	**056773**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**