Tubes à centrifuger 15 et 50 ml Corning®

CORNING



Volume (ml)	15					
Ø (mm)	17,5					
Hauteur (mm)	118,5					
Matière	PET ; bouchon en HDPE		Polypropylène ; bouchon en HDPE			
Stérile	Oui					
Type de bouchon	A vis avec joint	A vis avec joint	A vis avec joint	A vis avec joint	CentriStar™	CentriStar™
Autoclavable	Non					
Vitesse max. de centrifugation (g)	3600	3600	12000	12000	12500	12500
Jupe	Non					
Graduation ext. (mm)	Oui (incrément de 0,5ml entre 1,5 ml et 14,5 ml)					
Zone de marquage	Oui					
Coloris	Translucide					
Températures d'utilisation	-	-	-	-	-80 °C à +120 °C	-80 °C à +120 °C
Spécificités	Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines ; Non cytotoxique ; Testé 95kPa				Design du bouchon pour une bonne prise en main, ouverture et fermeture facile et une étanchéité parfaite ; Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines ; Non cytotoxique	
Unités/carton	10 sachets de 50 tubes	10 portoirs de 50 tubes	10 sachets de 50 tubes	10 portoirs de 50 tubes	10 sachets de 50 tubes	10 portoirs de 50 tubes
Réf. bouchon orange	**430055**	**430053**	**430766**	**430052**	**430791**	**430790**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Volume (ml)	50						
Ø (mm)	29,1						
Hauteur (mm)	114,4	114,4	114,4	114,9	114,4	114,4	115,08
Matière	PET ; bouchon en HDPE	Polypropylène ; bouchon en HDPE		Polypropylène ; bouchon en polyéthylène	Polypropylène ; bouchon en HDPE		Polypropylène ; bouchon en polyéthylène
Stérile	Oui						
Type de bouchon	A vis avec joint				CentriStar™		
Autoclavable	Non						
Vitesse max. de centrifugation (g)	3600	15500	15500	3000	17000	17000	3000
Jupe	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Graduation	Oui (incrément de 2,5ml entre 5 ml et 50 ml)						
Zone de marquage	Oui						
Coloris	Translucide						
Températures d'utilisation	-	-	-	-	-80 °C à +120 °C	-80 °C à +120 °C	-80 °C à +120 °C
Spécificités	Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines ; Non cytotoxique ; Testé 95kPa				Design du bouchon pour une bonne prise en main, ouverture et fermeture facile et une étanchéité parfaite ; Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines ; Non cytotoxique		
Unités/carton	20 portoirs de 25 tubes	20 sachets de 25 tubes	20 portoirs de 25 tubes	20 sachets de 25 tubes	20 sachets de 25 tubes	20 portoirs de 25 tubes	20 sachets de 25 tubes
Référence bouchon orange	**430304**	**430291**	**430290**	**430897**	**430829**	**430828**	**430921**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be