Tubes à centrifuger 15 et 50 ml Greiner Bio-One



Volume (ml)	15								
Ø ext. (mm)	16,95								
Ø int. (mm)	15,16								
Hauteur sans bouchon (mm)	119,5								
Hauteur avec bouchon (mm)	120,5								
Matière	Polystyrène; bouchon en HDPE		Polypropylène ; bouchon en HDPE						
Stérile	Oui								
Autoclavable	Non		Oui (sans bouchon)						
Vitesse max de centrifugation (g)	4500		15000						
Jupe	Non								
Graduation	Oui (incrément 0,5)								
Zone de marquage	Oui								
Coloris	Transparent					Noir			
Températures d'utilisation	-20 °C à +60 °C		-196 °C à +121 °C						
Spécificités	Exempt de DNases et RNases, d'ADN humain, d'endotoxines et métaux lourds ; non cytotoxique				Triple emballage idéal pour les applications en salle blanche; Exempt RNase, DNase, ADN humain et pyrogènes; non cytotoxique	Exempt de DNases et RNases, d'ADN humain, d'endotoxines et métaux lourds ; non cytotoxique			
Unités/carton	10 sachets de 100 tubes	10 portoirs de 50 tubes	10 sachets de 100 tubes	10 portoirs de 50 tubes	100 triples emballage de 5 tubes	1 sachet de 100 tubes	10 sachets de 100 tubes	1 portoir de 50 tubes	10 portoirs de 50 tubes
Référence bouchon bleu	**188171**	**188161**	**188271**	**188261**	**188271TRI**	**188280A**	**188280**	**188283A**	**188283**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Volume (ml)	50								
Ø ext. (mm)	29,5								
Ø int. (mm)	27,48								
Hauteur sans bouchon (mm)	114,5	114,5	114,5	115,5	115,5	114,5	114,5	114,5	114,5
Hauteur avec bouchon (mm)	115,5	115,5	115,5	116,5	116,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Matière	Polypropylène ; bouchon en HDPE								
Stérile	Oui								
Autoclavable	Oui (sans bouchon)	Oui (sans bouchon)	Oui (sans bouchon)	Non	Non	Oui (sans bouchon)	Oui (sans bouchon)	Oui (sans bouchon)	Oui (sans bouchon)
Vitesse max de centrifugation (g)	17000	17000	17000	11500	11500	9000	9000	9000	9000
Jupe	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Graduation	Oui (incrément 2,5 ml)								
Zone de marquage	Oui								
Coloris	Translucide					Noir			
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C								
Spécificités	Exempt DNases, RNases, ADN humain et endotoxines ; non cytotoxique		Triple emballage idéal pour les applications en salle blanche; Exempt DNases, RNases, ADN humain et endotoxines; non cytotoxique	Exempt DNases, RNases, ADN humain et endotoxines ; non cytotoxique					
Unités/carton	20 sachets de 25 tubes	12 portoirs de 25 tubes	50 triples emballage de 5 tubes	18 sachets de 25 tubes	12 portoirs de 25 tubes	1 sachet de 20 tubes	25 sachets de 20 tubes	Portoir de 25 tubes	12 portoirs de 25 tubes
Référence bouchon bleu	**227261**	**227270**	**227261TRI**	**210261**	**210270**	**227280A**	**227280**	**227283A**	**227283**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**