
TUBES À CENTRIFUGER 15 ET 50 ML

Tubes à centrifuger 15 et 50 ml ClearLine®



Volume (ml)	15			50			
Ø ext. (mm)	17			30			
Hauteur (mm)	120			115			
Matière	Polypropylène			Polypropylène			
Stérile	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Autoclavable	Oui			Oui			
Vitesse max de centrifugation (g)	12000			12000			
Jupe	Non			Non	Non	Non	Oui
Graduation	Oui (incrément 0,5 ml)			Oui (incrément 2,5 ml)			
Zone de marquage	Oui			Oui			
Coloris	Transparent			Transparent			
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C			-80 °C à +121 °C			
Spécificités	Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines <0,05EU/ml; test anti-fuite effectué sur chaque tube; faible taux de rétention de protéines	Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines <0,05EU/ml; test anti-fuite effectué sur chaque tube; faible taux de rétention de protéines ; sachet refermable		Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines <0,05EU/ml; test anti-fuite effectué sur chaque tube; faible taux de rétention de protéines ; sachet refermable	Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines <0,05EU/ml; test anti-fuite effectué sur chaque tube; faible taux de rétention de protéines	Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines <0,05EU/ml; test anti-fuite effectué sur chaque tube; faible taux de rétention de protéines; sachet refermable	
Unités/carton	20 portoirs de 25	20 sachets de 25	20 sachets de 25	20 sachets de 25	20 portoirs de 25	20 sachets de 25	20 sachets de 25
Référence bouchon vert	**131038C**	**131040C**	**131042C**	**131032C**	**131135C**	**131034C**	**131036C**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubes à centrifuger 15 et 50 ml SPL



Volume (ml)	15				50			
Ø (mm)	16,9				30			
Hauteur (mm)	119,2				115			116
Matière	Polystyrène; bouchon en HDPE	Polystyrène; bouchon en HDPE	Polypropylène ; bouchon en HDPE	Polypropylène ; bouchon en HDPE	Polypropylène ; bouchon en HDPE			
Stérile	Oui				Oui			
Autoclavable	Non				Non			
Vitesse max de centrifugation (g)	3000	3000	13000	13000	14000	20000	14000	14000
Jupe	Non				Non	Non	Non	Oui
Graduation	Oui				Oui			
Zone de marquage	Oui				Oui			
Coloris	Translucide				Translucide			
Spécificités	Exempt de DNase et RNase, d'ADN, et d'endotoxines; non cytotoxique							
Unités/carton	10 sachets de 50 tubes	20 portoirs de 25 tubes	10 sachets de 50 tubes	20 portoirs de 25 tubes	20 sachets de 25 tubes	10 sachets de 10 tubes	12 portoirs de 25 tubes	20 sachets de 25 tubes
Référence bouchon vert	**330110**	**330115**	**330109**	**330114**	**330111**	**330113**	**330116**	**330112**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Retrouver le reste de notre gamme de tubes à centrifuger dans notre chapitre 'Tubes et portoirs'