
Tube à centrifuger gros volume Nunc™



Volume (ml)	250
Ø (mm)	59,7
Hauteur (mm)	144,2
Matière	Polypropylène ; bouchon en polyéthylène
Stérile	Oui
Fond	Conique
Autoclavable	Oui
Vitesse max de centrifugation (g)	10000
Graduation	Non
Zone de marquage	Non
Spécificités	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines ; conforme USP classe VI
Unités/carton	10 sachets de 40 tubes
Référence bouchon bleu	**056886**
€ HT/carton	**NC -**

Tubes de culture à bouchon double position Falcon®



Volume (ml)	5							14		
Ø ext. (mm)	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	17,6	17,6	17,6
Ø int. (mm)	10,72	10,72	10,72	10,72	10,62	10,62	10,62	15,77	15,77	15,77
Hauteur sans bouchon (mm)	75,54	75,54	75,54	75,54	73,79	73,79	73,79	95,58	94,82	94,82
Hauteur avec bouchon (mm)	76,22	76,22	-	-	74,54	-	-	96,09	96,09	-
Matière	Polystyrène ; bouchon en LDPE	Polystyrène ; bouchon en LDPE	Polystyrène	Polystyrène	Polypropylène ; bouchon en LDPE	Polypropylène	Polypropylène	Polystyrène ; bouchon en LDPE	Polypropylène ; bouchon en LDPE	Polypropylène
Stérile	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Fond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond
Bouchon	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Non
Type de bouchon	Snap ; Double position	Snap ; Double position avec tamis 35 µm	-	-	Snap ; Double position	-	-	Snap ; Double position	Snap ; Double position	-
Autoclavable	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Vitesse max de centrifugation (g)	1400	1400	1400	1400	3000	3000	3000	1400	3000	3000
Graduation	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui ; moulée	Oui ; sérigraphiée	Oui ; sérigraphiée
Zone de marquage	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui
Coloris	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Translucide	Translucide	Translucide	Transparent	Translucide	Translucide
Températures d'utilisation	+4 °C à +60 °C	+4 °C à +60 °C	+4 °C à +60 °C	+4 °C à +60 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	+4 °C à +60 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C
Spécificités	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines <0,1EU/ml; Surface hydrophobe et biologiquement inerte			Exempt de DNases et RNases; Surface hydrophobe et biologique-ment inerte	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines <0,1EU/ml; Surface hydrophobe et biologiquement inerte		Exempt de DNases et RNases; Surface hydrophobe et biologique-ment inerte	Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines <0,1EU/ml; Surface hydrophobe et biologiquement inerte		
Référence	**352003**	-	-	-	-	-	-	**352001**	**352006**	-
Unités/carton	500 tubes emballés individuellement									
€ HT/carton	**NC -**	-	-	-	-	-	-	**NC -**	**NC -**	-
Référence	**352054**	-	**352052**	-	-	**352053**	-	**352051**	-	**352018**
Unités/carton	8 sachets de 125 tubes									
€ HT/carton	**NC -**	-	**NC -**	-	-	**NC -**	-	**NC -**	-	**NC -**
Référence	**352058**	**352235**	-	-	**352063**	-	-	**352057**	**352059**	-
Unités/carton	20 blister de 25 tubes									
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	-	-	**NC -**	-	-	**NC -**	**NC -**	-
Référence	-	-	-	**352008**	-	-	**352002**	-	-	-
Unités/carton	Sachet de 1000 tubes									
€ HT/carton	-	-	-	**NC -**	-	-	**NC -**	-	-	-

Bouchon snap double position

Référence	**352032**
Unités/carton	2000
€ HT/carton	**NC -**

