
TUBES DE CULTURE À BOUCHON DOUBLE POSITION

Tubes de culture à bouchon double position Simport®



Volume (ml)	5		14	
Ø (mm)	12		17	
Hauteur (mm)	75		95	
Matière	Polystyrène	Polypropylène	Polystyrène	Polypropylène
Stérile	Oui		Oui	
Fond	Rond		Rond	
Type de bouchon	Snap ; double position		Snap ; double position	
Autoclavable	Non		Non	
Vitesse max de centrifugation (g)	1400	3000	1400	3000
Graduation	Oui		Oui	
Zone de marquage	Oui		Oui	
Températures d'utilisation	+ 20 °C à +70 °C	-190 °C à +121 °C	+ 20 °C à +70 °C	-190 °C à +121 °C
Référence	**039219**	**039225**	**039222**	**039228**
Unités/carton	500 tubes emballés individuellement			
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence	**039220**	**039226**	**039223**	**039229**
Unités/carton	20 barquettes pelables de 25 tubes			
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence	**039221**	**-**	**039224**	**-**
Unités/carton	8 barquettes pelables de 125 tubes			
€ HT/carton	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**
Référence	**040760**	**040762**	**040763**	**040765**
Unités/carton	20 sachets de 25 tubes			
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence	**040761**	**-**	**040764**	**-**
Unités/carton	8 sachets de 125 tubes			
€ HT/carton	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**

Autres tubes de culture à bouchon Snap double position



Volume (ml)	5						
Ø (mm)	12						
Hauteur (mm)	75						
Matière	Polystyrène	Polystyrène ; bouchon en PE	Polystyrène ; bouchon en LDPE	Polystyrène ; bouchon en LDPE	Polypropylène ; bouchon en LDPE	Polypropylène	Polypropylène ; bouchon en PE
Stérile	Oui	Oui	Oui ; irradiation	Oui ; oxyde d'éthylène	Oui ; oxyde d'éthylène	Oui	Oui
Fond	Rond						
Type de bouchon	Snap double position	Snap double position	Snap double position	Snap double position	Snap double position	Snap double position	Snap double position
Autoclavable	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Vitesse max de centrifugation (g)	8200	2000	1400	1400	3000	-	4000
Graduation	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Zone de marquage	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui
Températures d'utilisation	-	0 °C à 70 °C	-	-	-	-	-190 °C à +120 °C
Spécificités	-	Exempt RNases et DNases	Exempt RNases, DNases, ADN humain et pyrogènes; Non cytotoxique			-	Exempt RNases et DNases
Référence	**064297**	**-**	**330123**	**330124**	**330125**	**064110**	**-**
Unités/carton	20 sachets de 25 tubes						
€ HT/carton	**NC -**	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**
Référence	**064298**	**-**	**-**	**-**	**-**	**064299**	**-**
Unités/carton	500 tubes emballés individuellement						
€ HT/carton	**NC -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**NC -**	**-**
Référence	**-**	**062991**	**-**	**-**	**-**	**-**	**062989**
Unités/carton	40 sachets de 25 tubes						
€ HT/carton	**-**	**NC -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**NC -**
Référence	**-**	**062992**	**-**	**-**	**-**	**-**	**062990**
Unités/carton	8 sachets de 125 tubes						
€ HT/carton	**-**	**NC -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**NC -**