Tubes de culture à bouchon vissant Greiner Bio-One






Volume (ml)	12	
Ø ext. (mm)	17	16,8
Ø int. (mm)	15,3	
Hauteur (mm)	100	
Matière	Polystyrène ; bouchon en HDPE	
Stérile	Oui	
Fond	Rond	Conique
Autoclavable	Non	
Vitesse max de centrifugation (g)	5000	5000
A jupe	Non	Oui
Graduation	Non	
Zone de marquage	Non	
Températures d'utilisation	- 20 °C à +60 °C	
Spécificités	Exempt de DNases, Rnases, d'ADN humain et d'endotoxines;Traitement culture	
Unités/carton	200 sachets de 5 tubes	
Référence	**163160**	**164160**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**

Tube de culture bouchon à vis Nunc™



Volume (ml)	7
Ø (mm)	14
Hauteur (mm)	100
Matière	Polystyrène ; bouchon en polyéthylène
Stérile	Oui
Fond	Rond
Autoclavable	Non
Vitesse max de centrifugation (g)	-
Graduation	Non
Zone de marquage	Non
Températures d'utilisation	-
Spécificités	Traitement Nunclon Delta®
Unités/carton	6 sachets de 100 tubes
Référence	**055052**
€ HT/carton	**NC -**

Tube de culture spécifique Nunc™



Volume (ml)	3
Ø (mm)	16
Hauteur (mm)	110
Matière	Polystyrène ; bouchon en polyéthylène
Stérile	Oui
Fond	Rond
Autoclavable	Non
Graduation	Non
Zone de marquage	Non
Spécificités	Surface plane de 5,5cm²; Traitement culture Nunclon Delta®
Unités/carton	6 sachets de 75 tubes
Référence	**055054**
€ HT/carton	**NC -**

Autres tubes de culture à bouchon vissant



Volume (ml)	8	19	21
Ø (mm)	13	16	16
Hauteur (mm)	100	125	150
Matière	Polystyrène	Polystyrène	Polypropylène
Stérile	Oui		
Fond	Rond		
Type de bouchon	A vis		
Autoclavable	Non		
Graduation	Non		
Zone de marquage	Non		
Référence	**064302**	**064310**	**064313**
Unités/carton	20 sachets de 25 tubes		
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence	**064303**	**064311**	**-**
Unités/carton	500 tubes emballés individuellement		
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**-**

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be