
GRATTOIRS DE CELLULES

Grattoirs


Grattoirs de cellules Falcon®



- Poignée en polypropylène et lame en TPE
- Lame orientable et design permettant une dispersion de la force sur toute la lame
- Livrés sous blister individuel

Référence	Longueur de la poignée (cm)	Longueur de la lame (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
353085	18	18	1	100	NC -
353086	25	18	1	100	NC -
353089	25	30	1	100	NC -
353087	40	30	1	100	NC -

Grattoirs de cellules Corning®



- Conception de la lame minimisant les dommages cellulaires tout en assurant un contact uniforme avec la surface de croissance
- Emballage individuel stérile

Réf.	Longueur de la poignée (cm)	Longueur de la lame (mm)	Type	Unités/ carton	€ HT/ carton
003008	18	19	Une pièce	100	NC -
003010	25	18	Lame orientable	100	NC -
003011	39	30	Lame orientable	100	NC -


Grattoirs de cellules Greiner Bio-One



- Poignée en polystyrène et lame en polyéthylène haute densité, angle de pivot 60°
- Emballage individuel stérile, pelable ou déchirable
- Exempts de métaux lourds

Référence	Longueur de la poignée (cm)	Longueur de la lame (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
541070	28	18	1	100	NC -
541080	40	18	1	100	NC -

Grattoirs de cellules Nunc™



- Poignée en HIPS et lame en polyéthylène basse densité
- Lame orientable
- Emballage individuel stérile

Référence	Longueur de la poignée (cm)	Longueur de la lame (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
055535	23	15	1	250	NC -
055536	32	17	1	250	NC -

Grattoirs de cellules ClearLine®



- Emballage individuel stérile
- Poignée en ABS et lame en TPE

Référence	Longueur de la poignée (cm)	Longueur de la lame (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
131054C	25	20	1	100	NC -
131056C	39	30	1	100	NC -