TAMIS CELLULAIRES

Tamis cellulaires

Dissociez vos amas de cellules ou tissus pour obtenir une supension de cellules individuelles plus uniforme.

Tamis cellulaires Falcon®



- Languette sur le côté pour une manipulation facile
- Stériles
- Non cytotoxiques

Réf.	Taille des pores (µm)	Code couleur	Pour tubes	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
352340	40	Bleu	50 ml	1	50	NC -
352350	70	Blanc	50 ml	1	50	NC -
352360	100	Jaune	50 ml	1	50	NC -

Tamis cellulaires Corning®



- Languette sur le côté pour une manipulation facile
- Stériles
- Non cytotoxiques

Réf.	Taille des pores (µm)	Code couleur	Pour tubes	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
00431751	40	Bleu	50 ml	1	50	NC -
00431750	70	Blanc	50 ml	1	50	NC -
00431752	100	Jaune	50 ml	1	50	NC -

Tamis cellulaires Greiner Bio-One



EASYstrainer et EASYstrainer Small.

- Stériles
- Empilables
- Présence d'un évent pour évacuation de l'air excédentaire dans le tube
- Manipulation simple et sans risque grâce au "grip"
- Version EASYstrainer SMALL avec membrane inversable pour récupérer aisément ce qui a été retenu par le filtre

DNase RNase · ADN humain · Cyto-toxines · Pyro-gènes



Référence	Taille des pores (µm)	Code couleur	Pour tubes	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
073058	20	Rouge	1,5 ml; 5 ml fond rond; 5 ml fond conique; 15 ml	1	50	NC -
073059	40	Vert	1,5 ml; 5 ml fond rond; 5 ml fond conique; 15 ml	1	50	NC -
542170	70	Bleu	1,5 ml; 5 ml fond rond; 5 ml fond conique; 15 ml	1	50	NC -
073060	100	Jaune	1,5 ml; 5 ml fond rond; 5 ml fond conique; 15 ml	1	50	NC -
542040	40	Vert	50 ml	1	50	NC -
542070	70	Bleu	50 ml	1	50	NC -
542000	100	Jaune	50 ml	1	50	NC -

Tamis cellulaires ClearLine®



- Stériles

Endo-toxines

Référence	Taille des pores (µm)	Code couleur	Pour tubes	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
141378C	40	Bleu	50 ml	1	50	NC -
141379C	70	Blanc	50 ml	1	50	NC -
141380C	100	Jaune	50 ml	1	50	NC -