# TAMIS CELLULAIRES

## Tamis cellulaires SureStrain



- Stériles
- Corps en polyéthylène basse densité et membrane en PET

| Référence | Taille des pores (µm) | Code couleur | Pour tubes | Unité d'emb. | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149213 | 5 | Jaune | 1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits | 25 | 25 | NC - |
| 149214 | 5 | Jaune | 1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits | 25 | 50 | NC - |
| 149215 | 5 | Jaune | 1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits | 25 | 100 | NC - |
| 149217 | 5 | Jaune | 1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits | 25 | 500 | NC - |
| 149218 | 10 | Turquoise | 1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits | 25 | 25 | NC - |
| 149219 | 10 | Turquoise | 1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits | 25 | 50 | NC - |
| 149220 | 10 | Turquoise | 1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits | 25 | 100 | NC - |
| 149221 | 10 | Turquoise | 1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits | 25 | 500 | NC - |
| 149222 | 20 | Vert | 1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits | 25 | 25 | NC - |
| 149223 | 20 | Vert | 1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits | 25 | 50 | NC - |
| 149224 | 20 | Vert | 1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits | 25 | 100 | NC - |
| 149225 | 20 | Vert | 1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits | 25 | 500 | NC - |
| 149226 | 40 | Bleu clair | 1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits | 25 | 25 | NC - |
| 149227 | 40 | Bleu clair | 1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits | 25 | 50 | NC - |
| 149228 | 40 | Bleu clair | 1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits | 25 | 100 | NC - |
| 149229 | 40 | Bleu clair | 1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits | 25 | 500 | NC - |
| 149230 | 70 | Transparent | 1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits | 25 | 25 | NC - |
| 149231 | 70 | Transparent | 1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits | 25 | 50 | NC - |
| 149232 | 70 | Transparent | 1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits | 25 | 100 | NC - |
| 149233 | 70 | Transparent | 1,5 ml, 15 ml, plaques 24 et 48 puits | 25 | 500 | NC - |

## Tamis inox Bellco





- Livrés avec un support, un piston en verre, une clé et 9 grilles (1 de chaque porosité de 10 à 150 Meshes)

| Référence | Désignation | € HT |
|---|---|---|
| 198585 | Cellector complet 85 ml | NC - |
| 198600 | Cellector complet 130 ml | NC - |
| 198518 | Support grille et clé 85 ml | NC - |
| 198598 | Support grille et clé 130 ml | NC - |

### Accessoires

| Référence | Désignation | € HT |
|---|---|---|
| 198599 | Piston verre 16 mm | NC - |
| 198601 | Clé Cellector seule | NC - |

### Grilles (seules)

| Référence | Désignation | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|
| 198586 | Grille acier maille 10 Meshes - 1910 µm | 5 | NC - |
| 198587 | Grille acier maille 20 Meshes - 860 µm | 5 | NC - |
| 198588 | Grille acier maille 30 Meshes - 520 µm | 5 | NC - |
| 198589 | Grille acier maille 40 Meshes - 380 µm | 5 | NC - |
| 198590 | Grille acier maille 50 Meshes - 280 µm | 5 | NC - |
| 198591 | Grille acier maille 60 Meshes - 230 µm | 5 | NC - |
| 198592 | Grille acier maille 80 Meshes - 190 µm | 5 | NC - |
| 198593 | Grille acier maille 100 Meshes - 140 µm | 5 | NC - |
| 198594 | Grille acier maille 150 Meshes - 94 µm | 5 | NC - |
| 198595 | Grille acier maille 200 Meshes - 74 µm | 5 | NC - |
| 198500 | Grille acier maille 300 Meshes - 46 µm | 5 | NC - |
| 198596 | Grille acier maille 400 Meshes - 38 µm | 5 | NC - |
| 198597 | Grille acier maille 500 Meshes - 25 µm | 5 | NC - |