Potter à piston conique

- **Espace cylindre-piston : 0,1 à 0,15 mm**
- **Constitué d'un cylindre en verre borosilicaté et d'un piston de forme conique**
- **Pour des broyages plus fins et plus rapides**

DWK LIFE SCIENCES





- Le piston en verre rugueux est idéal pour les tissus durs ;
- Le piston en PTFE convient parfaitement aux tissus mous.

Volume (ml)	1	3	5	15
Cylindre : ø ext. x hauteur (mm)	11 x 49	11 x 86	13 x 93	18 x 114
Hauteur total piston	130	220	220	240
Potter à piston conique verre				
Ensemble cylindre + piston	**048632**	**048633**	**048634**	**048635**
€ HT l'unité	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Piston verre seul	**048664**	**048665**	**048666**	**048667**
€ HT les 2	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Cylindre verre seul	**048773**	**048661**	**048662**	**048663**
€ HT les 2	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Potter à piston PTFE				
Ensemble cylindre + piston	**048636**	**048637**	**048638**	**048639**
€ HT l'unité	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Piston PTFE seul	**048644**	**048645**	**048646**	**048647**
€ HT les 2	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Cylindre verre seul	**048640**	**048641**	**048642**	**048643**
€ HT les 2	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**




Broyeurs et piston Pellet en plastique : voir page 90

Polybroyeur à action double Duall

- **Broyeur constitué d'un cylindre à fond conique avec réservoir et d'un piston à embout conique**
- **Idéal pour le broyage et l'homogénéisation des cellules coriaces**
- **Espace cylindre piston : 0,1 à 0,15 mm**
- **Double action :**
  - un premier broyage par la partie cylindrique du piston ;
  - une homogénéisation très fine dans le fond conique.

5 modèles :
- le tout-verre : piston et cylindre en verre (A) ;
- le tout-verre avec un film plastifié (B) ;
- cylindre verre et piston PTFE sur tige acier (C) ;
- cylindre verre à capuchon vissant et joint PTFE, avec piston PTFE sur tige acier (D) ;
- cylindre verre à capuchon vissant et joint PTFE, avec piston PTFE strié sur tige acier : très forte capacité de broyage (E).

Type	P20	P21	P22	P23	P24	P25
Volume (ml)	1	3	5	15	30	50
ø x h cylindre (mm)	10 x 75	13 x 130	15 x 150	20 x 175	27 x 220	32 x 225
A) Piston verre - cylindre verre						
Ensemble cylindre + piston	**045000**	**045069**	**045070**	**045071**	**045072**	**045073**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Piston seul	**045074**	**045075**	**045076**	**045077**	**045078**	**045079**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Cylindre seul	**045132**	**045133**	**045134**	**045135**	**045136**	**045159**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
B) Piston verre - cylindre plastifié						
Ensemble cylindre + piston	**045178**	**045179**	**045180**	**045181**	**045182**	**045183**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Piston seul	**045074**	**045075**	**045076**	**045077**	**045078**	**045079**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Cylindre seul	**045184**	**045185**	**045186**	**045187**	**045188**	**045189**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
C) Piston Téflon - cylindre verre						
Ensemble cylindre + piston	**045190**	**045191**	**045192**	**045193**	**045194**	**045195**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Cylindre seul	**045196**	**-**	**045198**	**045199**	**045200**	**045201**
€ HT	**NC -**	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
D) Piston verre - cylindre verre à capuchon vissant						
Ensemble cylindre + piston	**-**	**045137**	**045138**	**045139**	**-**	**-**
€ HT	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**
E) Piston Téflon - cylindre verre à capuchon vissant						
Ensemble cylindre + piston	**-**	**045140**	**-**	**045142**	**-**	**-**
€ HT	**-**	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**	**-**



Broyeur micro 200 µl

Tout en verre, il est idéal pour disperser de petites quantités de tissus dans une solution tampon.
Le piston comporte une bague-guide en PTFE.

- **Volume : 200 µl**
- **L x ø piston : 75 x 3 mm**
- **L x ø tube : 33 x 8 mm**



Référence	Désignation	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
095206	Broyeur micro	6	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be