Piston pellet Polypestle™ double extrémité

- **Piston pellet en polypropylène, stérile gamma**
- **Extrémité conique pour les microtubes 1,5 ml**
- **Extrémité convexe pour les tamis cellulaires**
- **Poignée texturée pour une bonne prise en main**
- **Longueur : 145 mm**
- **Emballage individuel papier/plastique**

DNase RNase



Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
062915	Piston pellet double extrémité	50	NC -

Piston Pellet Eppendorf 1,5 et 2 ml

Le microtube Eppendorf a son broyeur propre : le piston Pellet Eppendorf s'adapte aux microtubes Eppendorf 1,5 ml et 2 ml grâce à sa double tête.



Référence	Désignation	€ HT les 10
033522	Piston Pellet	NC -

eppendorf

Agitateur pour Piston Pellet ClearLine®

Agitateur électrique (sur piles) à compléter par un piston Pellet à usage unique ou réutilisable.
Pour les remise en suspension des culots en microtubes 0,5 ml et 1,5 ml.

- **Vitesse : 160 tours/minute**
- **Alimentation : 2 piles AA 1,5 V**

ClearLine



Référence	Désignation	€ HT
045011	Agitateur Pellet pour agitation de microtubes Motor Mixer	NC -
141231	Adaptateur en caoutchouc pour Motor Mixer	NC -
045319	Pile AA R6	NC -

Broyeur de tissus électrique

- **Fonctionne sur prise secteur (pour modèle G 50) ou sur batterie (pour modèles G 10) - batterie 154337 à commander séparément**
- **A compléter avec un piston à tête lisse**





Modèle	G 10	G 50
Vitesse (rpm)	12000	Ajustable de 3000 à 8000
Dim. (Ø x h ou l x L x h) (mm)	25 x 155	50 x 26 x 170
Poids net (g)	200	145
Alimentation	Batterie Lithium 3,7V	12V DC, 5A
Référence	**154320**	**154322**
€ HT	**NC -**	**NC -**

Pilons

En plastique stérile et autoclavable ou en acier inox autoclavable.

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
154323	Pilon en plastique	50	NC -
154324	Pilon en acier inox	1	NC -

Batterie

Référence	Désignation	€ HT
154337	Batterie pour broyeur de tissus G10	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be