SERUM

- Partenariat exclusif avec PAN BIOTECH, producteur spécialisé dans le domaine du serum, des milieux et additifs depuis 1994
- Serum de qualité
- Grande rigueur apportée aux étapes de collecte, de préparation et de stockage
- Collecte aseptique de serum
- Centrifugation du sang coagulé, puis congélation
- Prélèvements effectués pour contrôler la conformité des lots
- Filtrations successives jusqu'à 1 porosité de 0,2 µm
- Conditionnement en flacon PETG
- Etapes réalisées sous hotte à flux laminaire, en salle blanche classe 100
- Test de contrôle réalisé sur tous les sera
- Certificat de qualité fourni sur simple demande ou consultation du site www.pan-biotech.de
- Gamme certifiée ISO 9001

Gamme PAN BIOTECH - Serum

Serum de veau foetal

Désignation	Référence	Volume (ml)	€ HT
Serum de veau fœtal, origine Sud américaine	500101	100	NC -
	500105	500	NC -
Serum de veau fœtal PREMIUM, origine Sud américaine,	P30-3301	100	NC -
	P30-3302	500	NC -
Serum de veau fœtal, origine Australie	P30-1301	100	NC -
	P30-1302	500	NC -
Serum de veau fœtal, origine US	P30-1401	100	NC -
	P30-1402	500	NC -

FBS GOOD serum filtré (pool de serum bovin et foetal)

Désignation	Référence	Volume (ml)	€ HT
FBS GOOD, DEFINED certifié UE	P40-37100	100	NC -
	P40-37500	500	NC -
FBS GOOD, origine Australie	P40-39500	500	NC -
FBS GOOD FORTE enrichi de facteurs de croissance certifié UE	P40-47100	100	NC -
	P40-47500	500	NC -

Serum haute qualité

Désignation	Référence	Volume (ml)	€ HT
FBS MSC origine Amérique du Sud, testé cellules souches mésenchymateuses	P30-2611	100	NC -
	P30-2612	500	NC -
Serum de veau fœtal spécial pour cellules souches embryonaires ES	500101ES	100	NC -
	500105ES	500	NC -
Serum bovin adulte origines variables	P30-0601	100	NC -
	P30-0602	500	NC -
SERAPRO : serum de veau fœtal low endotoxin, certifié UE	P30-5100	100	NC -
	P30-5500	500	NC -
Serum de veau fœtal Biotech, origine Australie, testé selon EMEA 1793 et Ph. Eur. 2262	P40-1301	100	NC -
	P40-1302A	500	NC -
Serum de veau fœtal Biotech, origine US, testé selon EMEA 1793 et Ph. Eur. 2262	P40-1401	100	NC -
	P40-1402	500	NC -
FBS EU PROFESSIONAL- Serum bovin filtré origine Amérique du Sud	P30-8100	100	NC -
	P30-8500	500	NC -

Suprême grade

- Issu d'une sélection des meilleurs lots, très stable en qualité, reproductible, avec un taux endotoxines bas

Désignation	Référence	Volume (ml)	€ HT
Serum de veau foetal Suprême origine Amérique du Sud	P30-3030	100	NC -
	P30-3031	500	NC -

Serum animal

Réf.	Désignation	Vol. (ml)	€ HT
500131	Serum de cheval donneur	100	NC -
500135	Serum de cheval donneur P30-0702	500	NC -
P30-0711	Serum de cheval	100	NC -
500161	Serum d'âne P30-0101	100	NC -
500121	Serum de veau nouveau-né, testé virus et mycoplasme	100	NC -
500125	Serum de veau nouveau-né, testé virus et mycoplasme	500	NC -



WEB Saisissez la référence sur dulis.be pour afficher un modèle de certificat fourni avec les lots de serum



ASTUCE
- Sélection de lots, réservés sur une période de 4-6 semaines
- Envoi gratuit de flacon test de 50 ml
- Réservation sur une période définie



Stockage à - 20 °C

SUR DEMANDE

- Plasma animal
- Autres spécificités
- Autres types
- Autres origines
- Autres volumes

Serum avec traitement

Désignation	Référence	Volume (ml)	€ HT
Serum de veau fœtal, chaleur inactivée, amérique du sud	P30-193305	100	NC -
	P30-193306	500	NC -
Serum de bovin fœtal, premium, inactivé	P30-1901	100	NC -
	P30-1902	500	NC -
Serum de veau fœtal, UE approuvé, dialysé	P30-2101	100	NC -
	P30-2102	500	NC -
Serum de veau fœtal, UE approuvé, filtre sur charbon actif	P30-2301	100	NC -
	P30-2302	500	NC -
Serum de veau fœtal, UE approuvé, sans tetracycline	P30-3601	100	NC -
	P30-3602	500	NC -
ULTRA low IgG Serum bovin fœtal UE approuvé	P30-2801	100	NC -
	P30-2802	500	NC -
Serum de veau fœtal, EU approuvé, délipidée	P30-3401	100	NC -
	P30-3402	500	NC -
Serum de veau fœtal, premium gamma irradié irradié amérique du sud	P30-2001	100	NC -
	P30-2002	500	NC -
FBS EU professionnel, EU approuvé, inactivée P30-8500	500105I	500	NC -
FBS EU professionnel, EU approuvé, inactivée P30-8100	500101I	100	NC -

Serum humain

Désignation	Référence	Volume (ml)	€ HT
Serum humain	P30-2401	100	NC -
	P30-2402	500	NC -
Serum humain AB	P30-2501	100	NC -
Serum humain AB (mâle)	P30-2901	100	NC -
Serum humain off-the-clot	P30-2701	100	NC -
Serum humain off-the-clot AB (mâle)	P40-2701	100	NC -
Serum humain clot AB (mâle)	P40-3002	500	NC -
Plasma humain avec citrate	P40-26500	500	NC -

HUMAN PLATELET LYSATE (hPL)

- Le lysat plaquettaire humain est une alternative xeno-free au SVF
- Il s'obtient à partir de la fraction liquide du sang non coagulé, ou plasma sanguin, qui est riche en plaquettes, et qui contient des lipides, des facteurs de coagulation mais aussi et surtout des hormones et des protéines, notamment de l'albumine
- Le HPL est capable de promouvoir la croissance des MSC, MSCs, cellules et lignées primaires humaines adhérentes et non-adhérentes

Réf.	Désignation	Volume (ml)	€ HT
P40-29050	HPL Lysat Plaquettaire Humain	50	NC -
P40-28100	HPL Lysat Plaquettaire Humain, prêt à l'emploi	100	NC -