## Gamme Corning Media - Milieux de culture



- Fabrication sur site cGMP
- Certifiés ISO 13485:2003
- Stériles (SAL $10^{-3}$)
- Produits liquides fabriqués avec de l'eau WFI

### Milieux de culture classiques

| Type de milieu | L-Glutamine | Pyruvate de sodium | Rouge de phénol | HEPES | Glucose | Bicarbonate de sodium | Thyoglycerol | ß-Mercaptoéthanol | Sel de Earles | Calcium & magnésium | Nucléoside | L-Cystine / L-Méthionine | Réf. | Réf. Corning | Vol. (ml) | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieu DMEM | + | + | + | - | 4,5 g/L | | | | | | | | 702504 | 10-013-CVR | 500 | 6 | NC - |
| | + | - | + | - | 4,5 g/L | | | | | | | | 702512 | 10-017-CVR | 500 | 6 | NC - |
| | - | + | + | - | 4,5 g/L | | | | | | | | 702548 | 15-013-CMR | 1000 | 6 | NC - |
| | - | + | + | - | 4,5 g/L | | | | | | | | 702549 | 15-013-CVR | 500 | 6 | NC - |
| | - | - | + | - | 4,5 g/L | | | | | | | | 702555 | 15-017-CVR | 500 | 6 | NC - |
| | - | + | + | 25 mM | 4,5 g/L | | | | | | | | 702557 | 15-018-CVR | 500 | 6 | NC - |
| | - | + | - | - | 4,5 g/L | | | | | | | | 702570 | 17-205-CVR | 500 | 6 | NC - |
| Mélange 50/50 de DMEM et de milieu F-12 de HAM | + | + | + | - | | + | | | | | | | 702533 | 10-090-CVR | 500 | 6 | NC - |
| | + | + | + | 15 mM | | + | | | | | | | 702535 | 10-092-CVR | 500 | 6 | NC - |
| | - | + | + | - | | + | | | | | | | 702563 | 15-090-CVR | 500 | 6 | NC - |
| | + | + | - | - | | + | | | | | | | 702566 | 16-405-CVR | 500 | 6 | NC - |
| Milieu IDMEM | + | + | + | 25 mM | | + | - | - | | | | | 702510 | 10-016-CVR | 500 | 6 | NC - |
| Milieu MEM | + | - | + | | | + | | | + | + | | | 702502 | 10-010-CVR | 500 | 6 | NC - |
| | - | - | + | | | + | | | + | + | | | 702546 | 15-010-CVR | 500 | 6 | NC - |
| | - | - | - | | | + | | | + | + | | | 702573 | 17-305-CVR | 500 | 6 | NC - |
| Milieu MEM Alpha | + | + | + | | | + | | | + | | + | | 702513 | 10-022-CVR | 500 | 6 | NC - |
| | - | + | + | | | + | | | + | | - | | 702547 | 15-012-CVR | 500 | 6 | NC - |
| Milieu 199 modifié | + | | + | | | + | | | + | | | | 702528 | 10-060-CVR | 500 | 6 | NC - |
| Milieu 5A de McCoy, modifié Iwakata & Grace | + | | + | - | | + | | | | | | | 702526 | 10-050-CVR | 500 | 6 | NC - |
| Milieu F-10 de Ham | + | | | | | | | | | | | | 702529 | 10-070-CVR | 500 | 6 | NC - |
| Milieu F-12 de Ham | + | | | | | | | | | | | | 702531 | 10-080-CVR | 500 | 6 | NC - |
| Milieu L-15 de Leibovitz | + | + | + | | | | | | | | | | 702525 | 10-045-CVR | 500 | 6 | NC - |
| Milieu MCDB 131 | - | | | | | | | | | | | | 702564 | 15-100-CVR | 500 | 6 | NC - |
| Milieu nutritif F-12K modifié Kaighn | + | + | + | | + | + | | | | | | | 702515 | 10-025-CVR | 500 | 6 | NC - |
| Milieu RPMI 1640 | + | | + | - | + | + | | | | | | + | 702519 | 10-040-CVR | 500 | 6 | NC - |
| | + | | + | 25 mM | | + | | | | | | + | 702523 | 10-041-CVR | 500 | 6 | NC - |
| | - | | + | 25 mM | | + | | | | | | + | 702561 | 15-041-CVR | 500 | 6 | NC - |
| | - | | - | - | | + | | | | | | + | 702568 | 17-105-CVR | 500 | 6 | NC - |
| | - | | + | - | | + | | | | | | + | 702559 | 15-040-CVR | 500 | 6 | NC - |