MILIEU SERUM RÉDUIT

Gamme HiMedia - Milieu LoSera™

- Formulé sur la base des milieux classiques supplémentés avec de l'insuline, transferrine et autres nutriments
- Réduit entre 50 % et 90 % la quantité de serum dans vos cultures
- Aucune adaptation ou sevrage requis
- Pour lignées cellulaires adhérentes ou en suspension
- Prévient la prolifération des fibroblastes dans les cultures primaires

Type de milieu Low sera	L-Glutamine	Pyruvate de sodium	Rouge de phénol	Glucose	Bicarbonate de sodium	Sel de Earles	NEAA	Réf.	Vol. (ml)	€ HT
DMEM	Stable	+	+	+	+			490741	500	NC -
DMEM	-	+	+	+	+			490744	500	NC -
DMEM-F12 mix (1:1)	-	+	+	+	+			490719	500	NC -
EMEM	+				+	+	+	490742	500	NC -
EMEM	-	-	+	+	+	+	+	490745	500	NC -
EMEM	Stable	-	+	+	+	+	+	490746	500	NC -
RPMI 1640	-	-	+	+	+			490743	500	NC -
RPMI 1640	Stable	-	+	+	+			490747	500	NC -

Gamme Corning® - Milieu serum réduit

- Pour une large variété de cellules humaines ou animales
- Milieu de croissance avec un taux de protéines bas
- Testé endotoxine
- HepG2, Cos, HeLa, Ostéoblaste, chondrocyte primaire
- Pour purification de protéines, production de virus, screening, production anti-corps

TRANSFECTAGRO™

- Milieu pour transfection
- Chimiquement défini
- Croissance maximale pour une large variété cellulaire

Référence	Réf. Corning	Volume	€ HT
702667	40-300-CVR	6 x 500 ml	NC -

NU-SERUM

Contient 25 % de serum de nouveau né, EGF, ECGS, insuline...

Référence	Volume	€ HT
355100	100 ml	NC -
355500	500 ml	NC -

NU-SERUM IV

Contient 25 % de serum de SVF, EGF, ECGS, insuline...

Référence	Volume	€ HT
355104	100 ml	NC -
355504	500 ml	NC -

Gamme HYCLONE - Milieu serum réduit

Alternative aux DMEM et MEM basique afin de diminuer la quantité de serum dans les cultures.
Concentration de serum recommandée entre 2 % et 4 %.

Référence	Désignation	Volume	€ HT
SH30564.01	MEM-RS	500 ml	NC -
SH30565.01	DMEM-RS	500 ml	NC -