EAU STÉRILE / CHLORURE DE SODIUM

Eau stérile Ecotainer

➤ **Flacon avec bouchon muni d'une bague de sécurité en polypropylène et goulot "anti-goutte"**



Référence	Désignation	Vol. (ml)	€ HT
069800BB	Eau stérile Ecotainer	250	**NC -**

Eau de Volvic



Référence	Désignation	€ HT
067507	Eau de Volvic - Pack de 6 x 1,5 l	**NC -**

Eau stérile apyrogène distillée

➤ Gammes OTEC

➤ Conformités et Normes

Les eaux OTEC Aguettant bénéficient du statut MPUP (matière première à usage pharmaceutique sauf pour les produits injectables, ophtalmiques et inhalés). Conformes à la norme NF EN ISO 3696 type 3. Monographie «eau purifiée conditionnée en récipient » Pharmacopée européenne.

New Monographie « sterile purified water » Pharmacopée Américaine (sauf bidon 10 litres non stérile)

Usages

Rinçage de matériels et d'instruments, nettoyage de salles blanches, préparation des solutions de lavage des automates, réalisation de solutions tampons, matières premières pour fabrication de médicaments N'étant pas DM, la gamme OTEC ne peut être utilisée en secteur hospitalier, rinçage et irrigation des plaies.

➤ Gammes VERSOL

Conformités et Normes

L'eau stérile apyrogène VERSOL est une eau de qualité P.P.I. et conforme aux monographies correspondantes de la Pharmacopée Européenne en vigueur. DM de classe IIa (stérile) et certifiée ISO 9001 et NF EN ISO 13485.

Usages

Ces flacons sont utilisés pour le rinçage des plaies ; ils sont stériles à usage unique. Ne doivent pas être utilisés pour des injections.

Documents fournis sur demande

(bulletin d'analyses)





Réf.	Désignation	Unité d'emb.	€ HT
069800	Eau stérile apyrogène Versol qualité P.P.I DM 250 ml	1	**NC -**
069801	Eau stérile apyrogène Otec 500 ml	1	**NC -**
069802	Eau stérile apyrogène Otec 1 l (en palette)	550	**NC -**
069802A	Eau stérile apyrogène Otec 1 l	1	**NC -**
069805	Eau stérile apyrogène bidon de 5 l suremballage (en palette)	75	**NC -**
069805A	Eau stérile apyrogène bidon de 5 l suremballage	1	**NC -**
069815	Eau stérile Miniversol 45 ml	24	**NC -**



Consultez les fiches technique sur dulis.be

Chlorure de sodium 0,9 % stérile Miniversol

Composition : NaCl 0,9 % non apyrogène.
Conditionnement : le chlorure de sodium 0,9 % stérile Miniversol de rinçage et irrigation est commercialisée en volumes de 45 ml à 1 litre.
Le numéro de lot et la date de péremption sont indiqués sur les étiquettes des flacons. Garantie supérieure à un an.
Indications et utilisations préconisées : solution physiologique pour le rinçage, l'irrigation de la peau, des plaies et des cavités opératoires et usages généraux de laboratoire. Utilisation comme matière première pour fabrication de médicaments non injectables, milieux de culture, etc.
Documents fournis sur demande : attestation de conformité à la monographie «eau purifiée conditionnée en récipient» de la Pharmacopée Européenne en vigueur, et à la norme Iso 3696 type 3.



Réf.	Désignation	Unité d'emb.	€ HT
069808	Chlorure de sodium 0,9 % stérile miniversol 45 ml	1	**NC -**
069818	Chlorure de sodium 0,9 % stérile miniversol 250 ml	1	**NC -**
069810	Chlorure de sodium 0,9 % stérile miniversol 1 litres	1	**NC -**
069817B	Chlorure de sodium 0,9 % Otec stérile apyrogène 500 ml	20	**NC -**