Gamme Himedia

Himedia est certifié OMS GMP / ISO 9001: 2000 / ISO 9001: 13485 /CE

- **ASSURANCE Qualité Himedia réside en 4 points:**
- **Test des matières premières**
- **Tests des matériaux en cours**
- **Tests des produits finis**
- **Contrôle qualité des produits de culture de tissus végétaux**

- **Les milieux pour la culture de tissus végétaux contiennent généralement :**

-De l'eau (avec une qualité suffisante pour la culture tissulaire)
-Des macronutriments (tels que les sucres, les acides aminés, les sources d'azote, les sources de potassium, les phosphates, le magnésium, le calcium, le soufre)
-Des micronutriments (vitamines, oligo-éléments...)
-Des additifs (gélifiants, charbon de bois...)
-Des antibiotiques (fongicides, bactéricides...)
-Des régulateurs de croissance (hormones végétales ou préparations)

- **Les compositions varient généralement selon le type de plante (genre ou espèce) et le tissu particulier cultivé (exemple méristème, plantules, graines asymbiotiques).**

Milieux Gamborg B5

Pour culture de Call et cellules en suspension

Référence	Désignation	€ HT
490624	Milieu de base en solution 10x - 2 x 500 ml	NC -
490625	Milieu de base en solution 10x - 5 x 100 ml	NC -
490626	Avec CaCl2, vitamines, sucrose sans agar pour 1 l	NC -
490627	Avec CaCl2, vitamines, sucrose et agar pour 1 l	NC -
490628	Avec vitamines sans agar, sans sucrose pour 1 l	NC -

Macroéléments

Référence	Désignation	€ HT
490629	Macroéléments pour 10 l	NC -
490630	Macroéléments (10X) 2 x 500 ml	NC -
490631	Macroéléments (10X) 5 x 100m l	NC -

Microéléments

Référence	Désignation	€ HT
490632	Microéléments (100X) 1 x 100 ml	NC -

Vitamines

Référence	Désignation	€ HT
490633	Vitamines en solution (1000X) 50 ml	NC -

Milieux Linsmaier et Skoog

Culture d'organes, cals, cellules en supsension, micropropagation

Référence	Désignation	€ HT
490634	Avec CaCL2, vitamines et sucrose sans agar pour 1 l	NC -

Macroéléments

Référence	Désignation	€ HT
490635	Macroéléments pour 10 l	NC -
490636	Macroéléments solution (10X) - 2 x 500 ml	NC -
490637	Macroéléments solution (10X) - 5 x 100 ml	NC -

Microéléments

Référence	Désignation	€ HT
490638	Microéléments solution (100X) - 1 x 100 ml	NC -

Vitamines

Référence	Désignation	€ HT
490639	Vitamines en solution (1000X) - 1 x 50 ml	NC -

Milieu Murashige & Skoog

Culture d'organes, call, cellules en suspension, micropropagation

Référence	Désignation	€ HT
490645	Basal solution 10X - 5 x 100 ml	NC -
490646	Basal solution 10X - 2 x 500 ml	NC -
490640	Avec vitamines, 3 % sucrose sans CaCl2 et agar pour 1 l	NC -
490641	Avec vitamines sans CaCl2, sucrose et agar pour 5 l	NC -
490642	Avec vitamines, CaCl2 sans sucrose et agar pour 5 l	NC -
490643	Avec vitamines, CaCl2 et 3 % sucrose sans agar pour 1 l	NC -
490644	Avec vitamines, CaCl2, 3 % sucrose et agar pour 1 l	NC -
490647	Mélange de sels avec CaCl2 pour 1 l	NC -

Macroéléments

Référence	Désignation	€ HT
490648	Macroéléments pour 10 l	NC -

Microéléments

Référence	Désignation	€ HT
490649	Microéléments solution (100X) - 1 x 100 ml	NC -

Vitamines

Référence	Désignation	€ HT
490650	(100X) 1 ampoule	NC -
490651	Murashige & Skoog modifie vitamines (1000X) en solution - 1 x 50 ml	NC -
490652	Vitamines (1000X) en solution - 1 x 50 ml	NC -

Milieu de Hogland

Hydroponique

Référence	Désignation	€ HT
490653	Hoagland No 2 mélange de sels de base 10 x 1 l	NC -