Tiges de dispersion Omni en acier inox avec tige rotor stator

Tiges pour homogénéiseurs Omni TH et GLH 850

Référence	Dimensions Ø x h (mm)	Volume (ml)	Fond	Type de broyage	€ HT
078007	5 x 75	0,02 - 5	Plat	Fin	NC -
078008	5 x 75	0,02 - 5	Plat	Grossier	NC -
078148	7 x 115	0,25 - 30	Dentelé	Fin	NC -
078149	7 x 115	0,25 - 30	Dentelé	Grossier	NC -
078150	10 x 115	1,5 - 100	Dentelé	Fin	NC -
078151	10 x 115	1,5 - 100	Dentelé	Grossier	NC -

Tiges pour homogénéiseur Omni GLH 850 uniquement

Référence	Dimensions Ø x h (mm)	Volume (ml)	Fond	Type de broyage	€ HT
078021	20 x 195	100 - 2000	Dentelé	Fin	NC -
078022	20 x 195	100 - 2000	Dentelé	Grossier	NC -
078152	30 x 195	200 - 5000	Crénelé	Fin	NC -
078153	30 x 195	200 - 5000	Crénelé	Grossier	NC -

Tiges pour homogénéiseur Omni THQ

Référence	Dimensions ø x h (mm)	Volume (ml)	Fond	Unités / boîte	€ HT/ boîte
078212	5 x 75	0,2 - 5	Dentelé	1	NC -
078213	5 x 75	0,2 - 5		6	NC -
078214	7 x 100	0,25 - 30		1	NC -
078215	7 x 100	0,25 - 30		6	NC -
078216	10 x 110	1,5 - 100		1	NC -
078217	10 x 110	1,5 - 100		6	NC -

Accessoire

Référence	Désignation	€ HT
078026	Outils de démontage	NC -



Les photos ci-contre ne sont pas représentées à l'échelle les unes par rapport aux autres.

Tiges de dispersion en plastique : Omni Tip™

- **Réutilisable et autoclavable jusqu'à 7 fois**
- **Pour éliminer les risques de contaminations croisées entre les échantillons**
- **Idéal pour la PCR, les analyses de blotting d'ADN ou d'ARN**
- **Le tube de la tige en plastique transparent montre qu'il ne reste plus d'échantillon**
- **Se nettoie, se désinfecte et se stérilise pour de plus nombreuses réutilisations**
- **Construction en deux pièces pour un démontage et un nettoyage facile**
- **80 % de moins de résidus protéiques par rapport à un outil en acier inox**
- **Compatibles avec tous les homogénéiseurs Omni à connection EZ (GLH, TGH, THQ)**
- **Existe en version stérile : évite les contaminations croisées et le transfert entre les échantillons**
- **Diamètre 7 x 110 mm**
- **Volume de travail recommandé : 0,25 ml à 30 ml**

Deux modèles :
- tiges pour dispersion standard de mélanges liquides, tissus souples ou tissus nécessitant une homogénéisation douce ;
- tiges pour la désagrégation des tissus durs ou congelés.



Adaptateur

Référence	Désignation	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
078042	Adaptateur pour les Homogénéiseurs Omni EZC et Fisher PowerGen	1	NC -

Tiges de dispersion

En boîte de	25	50	100	500
Tiges de dispersion Omni Tip™ standard 110 mm				
Référence	**078031**	**078032**	**078033**	**078034**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Tiges de dispersion Omni Tip™ pour tissus durs ou congelés 110 mm				
Référence	**078035**	**078036**	**078037**	**078038**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Tiges de dispersion Omni Tip™ pour tissus durs ou congelés 110 mm stériles				
Référence	**078039**	-	-	-
€ HT	**NC -**	-	-	-

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be