Système d'électrophorèse verticale Mighty Small II Deluxe SE 260 - 10 x 10,5 cm ou 10 x 8 cm Hoefer

- **Combine les avantages d'un petit format et d'un refroidissement efficace pour le screening des protéines et des acides nucléiques**
- **Pour plaques 10 x 10,5 cm ou 10 x 8 cm**
- **Conception souple, s'utilise également avec les gels de format 10 x 8 cm, les accessoires en option**
- **S'utilise également avec les gels précoulés en cassettes**
- **Le refroidissement efficace assure 1 résolution en bandes fines**
- **Pour 1 ou 2 gels, maximum 30 échantillons dans les conditions de migration identique**



Livré avec :
- Chambre partie basse, chambre partie haute
- Couvercle de sécurité
- Joint de scellé, 2 joints de clamps
- 4 cames
- 10 plaques de verre rectangulaires, 10 x 10,5 cm
- 5 plaques alumine à encoches
- 4 clamps à ressort
- 2 peignes 10 puits, épaisseur 0,75 mm
- 4 entretoises-T, épaisseur 0,75 mm
- Joint pour gel

Modèle	Small II Deluxe SE 260
Taille de la plaque de verre	10 x 10,5 cm ou 10 x 8 cm
Espace	0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm
Réglages électriques max	500 V, 500 mA, 12 W
Température maximum	45 °C
Humidité	Supérieur à 80 %
Dimensions (L x h x P)	16,5 x 18 x 16 cm
Certificat de sécurité	EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE

Référence	Désignation	€ HT
151034	Système d'électrophorèse verticale Mighty Small deluxe SE260 complet	**NC -**
151443	Système d'électrophorèse verticale SE260 pour gel épaisseur 1 mm	**NC -**
151444	Système d'électrophorèse verticale SE260 pour gel épaisseur 1,5 mm	**NC -**

ASTUCE



Retrouvez les peignes standard, les peignes préparatifs, les entretoises et les plaques en verre pour MiniVE™ SE 300, SE 260 et SE 250 sur www.dulis.be

Système d'électrophorèse verticale MiniVE™ SE 300 - 10 x 10,5 cm ou 10 x 8 cm Hoefer

- **Plaques de verre 10 x 10,5 cm ou 10 x 8 cm (l x H)**
- **A refroidissement passif produisant des bandes fines et étroites**
- **S'utilise avec des gels précoulés**
- **Transfère jusqu'à 4 gels en 45 minutes avec 300 ml de tampon en utilisant le module de blotting SE302**



Livré avec :
- Chambre partie haute
- Couvercle de sécurité
- 2 modules de gel avec joints
- 3 plaques de verre rectangulaires, 10 x 10,5 cm (non inclus avec la réf. 151033)
- 3 plaques de verre à encoches, 10 x 10,5 cm (non inclus avec la réf. 151033)
- 2 peignes 10 puits, épaisseur 1 mm (non inclus avec la réf. 151033)
- 4 entretoises-T, 1 mm d'épaisseur (non inclus avec la réf. 151033)
- Outil de séparation des plaques
- Joint pour gel

Modèle	Mini VE™ SE 300
Taille de la plaque de verre	10 x 10,5 cm ou 10 x 8 cm
Espace	0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm
Réglages électriques max	
Pour l'électrophorèse	500 V et 25 W par module
Pour le blotting	400 mA et 15 W par module
Température maximum	45 °C
Humidité	Supérieur à 80 %
Dimensions (L x h x P)	19,2 x 17,2 x 18,8 cm
Certificat de sécurité	EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE

Référence	Désignation	€ HT
151032	Système d'électrophorèse verticale MiniVE™ SE 300 complet	**NC -**
151033	Système d'électrophorèse verticale MiniVE™ SE 300 sans peignes, sans entretoises et sans plaques de verre	**NC -**

MiniVE Blot module

Référence	Désignation	€ HT
151378	MiniVE Blot Module / Inclus : Blot module, papiers blotter (25 feuilles), éponges en mousse x 3 (6 mm d'épaisseur)	**NC -**