Gels précoulés

Gels précoulés EMBITEC

- **Système de gels précoulés 1% agarose avec du TAE colorés au GelGreen (alternative au BET non mutagénique et non cytotoxique)**
- **Séparation de fragments de 600 à 10 000 pb**
- **Epaisseur de gel de 6 mm**



- **Utilisable avec la cuve RunOne**
- **Le GelGreen permet une révélation par un système de LED ainsi qu'une procédure simplifiée de traitement des déchets (éliminations avec les déchets biologiques)**

Dimensions du gel (cm)	Paysage 11,7 x 5,6 cm	Medium 11,7 x 8,9 cm	Paysage 11,7 x 5,6 cm	Portrait 6,5 x 9,5 cm	Portrait 6,5 x 9,5 cm
Format des puits	12 + 1	5 + 2	24 + 1	10	5 + 1
Epaisseur des puits	1 mm	1,5 mm	1 mm	1 mm	1,5 mm
Volume par puit	30 µl	3 x 75 µl / 2 x 112 µl	11 µl	15 µl	70 µl
Compatibilité multicanaux	Format 12 canaux	Non	Format 12 canaux	Non	Non
Conditionnement	10 gels/boîte	5 gels/boîte	10 gels/boîte	10 gels/boîte	10 gels/boîte
Référence	**039090**	**039091**	**039092**	**039093**	**039094**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tampon pour électrophorèse de protéines et blotting

ClearLine® Tampon en poudre ClearLine® pour électrophorèse d'acides nucléiques



Rapide et simple d'utilisation.

- **1 sachet permet de réaliser 1 litre de tampon 1X**
- **Aucun ajustement du pH nécessaire**
- **Tampon Fast running pour les électrophorèses à haute tension (300 - 350 V) ; permet la séparation rapide de fragments de moins de 5 kb (un cycle classique 30 min peut être réalisé en seulement 10 min)**

Référence	Désignation	Composition	pH	Unités/ carton	€ HT/ carton
257081	Tampon TAE (Tris-Acetate-EDTA)	40 mM Tris, 20 mM acetic acid, 1 mM EDTA	8,2 - 8,4	100	**NC -**
257082	Tampon TBE (Tris-borate-EDTA)	89 mM Tris, 89 mM boric acid, 2 mM EDTA	8,2 - 8,5	50	**NC -**
257083	Tampon Fast running	-	8,1-8,5	100	**NC -**

Tampon électrophorèse d'acide nucléiques

Tampons d'électrophorèse en solution

Référence	Désignation	€ HT
348604	TAE 10X, grade BM, 1 l	**NC -**
348605	TAE 50X, grade BM, 1 l	**NC -**
091582	TBE 10X, grade BM, 500 ml	**NC -**
348613	TBE 10X, grade BM, 1 l	**NC -**

Tampons de conservation en solution

Référence	Désignation	€ HT
348619	TE 1X pH 8.0, grade BM, 500 ml	**NC -**
091576B	TE 1X pH 8.0, grade BM, 1 l	**NC -**
348618	TE 1X pH 8.0 low EDTA, grade BM, 500 ml	**NC -**
348617	TE 1X pH 8.0 low EDTA, grade BM, 1 l	**NC -**

Tampon d'hybridation

Référence	Désignation	€ HT
091568B	SSC 20X, grade BM, 1 l	**NC -**

Tampon de lavage

Référence	Désignation	€ HT
702678	TBS 10X pH 7.4, grade BM, 6 x 1 l	**NC -**

Tampons lyophilisés

Référence	Désignation	€ HT
4905001	TBE 10X pour préparation de 10 l	**NC -**
4905005	SSC 10X pour préparation de 10 l	**NC -**