## Détection et bloquage

### Solutions Reblot

Ces kits contiennent tous les réactifs pour éliminer de façon simple les anticorps après révélation des anticorps en chemiluminescence.

- **Simple et rapide (10 à 20 minutes)**
- **Utilisation à température ambiante**
- **Pas de beta-mercaptoethanol**
- **2 solutions différentes en fonction de la force de l'interaction entre anticorps et antigène**




| Référence | Désignation | € HT |
|---|---|---|
| 051965 | Solution Reblot plus Mild 50 ml | NC - |
| 051979 | Solution Reblot plus Strong 50 ml | NC - |

### Réactifs de blocage BLOCK pour la détection par chimiluminescence ou fluorescence

L'utilisation d'un tampon de blocage synthétique permet de réduire les réactions croisées et le bruit de fond, en particulier pour les protéines peu abondantes.

- **Tampon de blocage Bløk prêts à l'emploi, sans protéines**
- **Stables à température ambiante**
- **Disponible en versions optimisées pour étudier la phosphorylation des protéines ou travailler en détection fluorescente**
- **Compatible avec une coloration après l'immunodétection**







| Référence | Type | € HT les 500 ml |
|---|---|---|
| 053731 | Réactif CH sans bruit de fond pour la détection par chimiluminescence | NC - |
| 053732 | Réactif FL sans bruit de fond pour la détection par fluorescence | NC - |
| 053733 | Réactif PO sans bruit de fond pour la détection des phosphoproteines par chimiluminescence ou fluorescence | NC - |

### ECL blocking agent

- **Agent de blocage compatible avec réactifs ECL**
- **A utiliser sur membranes de PVDF ou nitrocellulose**

| Référence | Désignation | € HT |
|---|---|---|
| RPN2125 | ECL BLOCKING AGENT - 40 g | NC - |

### ECL Prime blocking réactif

- **Agent de blocage compatible avec réactifs de détection ECL Prime et ECL Plex**

| Référence | Désignation | € HT |
|---|---|---|
| RPN418 | ECL Prime blocking réactif 40 g | NC - |

## Blotting d'acides nucléiques

### Système de transfert rapide pour Southern et Northern blot : TurboBlotter

- **Kit pour le transfert rapide avec une forte résolution de l'ADN et de l'ARN**
- **Rapide : transfert du haut vers le bas en une heure avec des tampons alcalins et en trois heures avec des tampons neutres (SSC)**
- **Economique : le support de tampon utilise moins de tampon et de papier de blotting**
- **Facile à utiliser, ne nécessite ni source de vide, ni source d'électricité**
- **Système utilisant la gravité en plus de la capillarité**
- **Compact : unité de petit format et empilable**

Chaque kit TurboBlotter comprend :
- 1 système de transfert ;
- membranes et papiers nécessaires pour 5 transferts.

Chaque recharge TurboBlotter comprend les membranes et papiers nécessaires pour 5 transferts.



| Référence | Désignation | Dim. (mm) | Dim. syst. transfert | € HT |
|---|---|---|---|---|
| 034800 | Kit TurboBlotter Nytran SuperCharge | 100 x 150 | 12 x 16 cm | NC - |
| 034801 | Recharge TurboBlotter Nytran SuperCharge | 100 x 150 | 12 x 16 cm | NC - |
| 034802 | Kit TurboBlotter Nytran SuperCharge | 110 x 140 | 12 x 16 cm | NC - |
| 034803 | Recharge TurboBlotter Nytran SuperCharge | 110 x 140 | 12 x 16 cm | NC - |
| 034807 | Recharge TurboBlotter Nytran SuperCharge | 150 x 150 | 21 x 26 cm | NC - |
| 034808 | Kit TurboBlotter Nytran SuperCharge | 150 x 200 | 21 x 26 cm | NC - |
| 034809 | Recharge TurboBlotter Nytran SuperCharge | 150 x 200 | 21 x 26 cm | NC - |
| 034812 | Kit TurboBlotter Nytran SuperCharge | 200 x 250 | 21 x 26 cm | NC - |
| 034813 | Recharge TurboBlotter Nytran SuperCharge | 200 x 250 | 21 x 26 cm | NC - |
| 034814 | Kit TurboBlotter Nytran SuperCharge | 70 x 100 | 12 x 16 cm | NC - |

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be