## Microtubes 0,2 ml en barrettes ABgene®

Microtubes en barrette de 8 ou 12 pour toutes marques de thermocycleurs. “Low Profile” : la réduction du volume mort élimine la condensation sur les parois du tube et limite ainsi l’évaporation. Pour les petits volumes inférieurs à 20 µl.

- **Sécables en tubes individuels**
- **Parois fines**
- **Polypropylène vierge**
- **Capuchon plat : surface dépolie sur le haut du tube pour faciliter le marquage**
- **Capuchons plats haute transparence Ultra-Clear pour QPCR**
- **Coloris assortis: naturel, jaune, rouge, vert, bleu**

DNase RNase · ADN humain · Endo-toxines










### Microtubes en barrette de 8

| | Barrette microtubes standard | | Barrette microtubes Low Profile | |
|---|---|---|---|---|
| **Unité d'emballage** | 250 x 8 | 12 x 8 | 250 x 8 | 12 x 8 |
| **Unités/carton** | 250 x 8 | 120 x 8 | 250 x 8 | 120 x 8 |
| **8 microtubes + cap. dôme naturel** | **016000*** | **016303** | **017868** | **016514** |
| **€ HT/carton** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |
| **8 microtubes + cap. dôme coloris assortis** | **016000F** | **-** | **016166** | **-** |
| **€ HT/carton** | **NC -** | **-** | **NC -** | **-** |
| **8 microtubes + cap. plat naturel** | **016561** | **-** | **017239** | **016389** |
| **€ HT/carton** | **NC -** | **-** | **NC -** | **NC -** |
| **8 microtubes + cap. plat coloris assortis** | **017867** | **-** | **016517** | **-** |
| **€ HT/carton** | **NC -** | **-** | **NC -** | **-** |
| **8 microtubes + cap. plat Ultra-Clear** | **-** | **016562** | **017802** | **-** |
| **€ HT/carton** | **-** | **NC -** | **NC -** | **-** |
| **8 microtubes sans capuchon** | **016001*** | **016164** | **-** | **016167** |
| **€ HT/carton** | **NC -** | **NC -** | - | **NC -** |

* Disponible également en couleur.
Ajouter le suffixe suivant à la référence: V=vert, J=jaune, R=rouge, B=bleu.

### Microtubes en barrette de 12

| | Barrette microtubes standard | Barrette microtubes Low Profile |
|---|---|---|
| **Unité d'emballage** | 8 x 12 | 8 x 12 |
| **Unités/carton** | 80 x 12 | 80 x 12 |
| **12 microtubes + capuchon dôme** | **016512** | **-** |
| **€ HT/carton** | **NC -** | **-** |
| **12 microtubes + capuchon plat** | **016513** | **016518** |
| **€ HT/carton** | **NC -** | **NC -** |
| **12 microtubes sans capuchon** | **016511** | **-** |
| **€ HT/carton** | **NC -** | **-** |

### Capuchons seuls en barrette

| | Barrette 8 capuchons | | | Barrette 12 capuchons | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Unité d'emballage** | 250 x 8 | 12 x 8 | 12 x 8 | 8 x 12 | 8 x 12 |
| **Unités/carton** | 250 x 8 | 120 x 8 | 300 x 8 | 200 x 12 | 80 x 12 |
| **Barrette capuchons dôme naturel** | **016002*** | **-** | **016447** | **016521** | **016174** |
| **€ HT/carton** | **NC -** | **-** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |
| **Barrette capuchons plats naturel** | **016169** | **016170** | **016519** | **016520** | **-** |
| **€ HT/carton** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **-** |
| **Barrette capuchon plat Ultra-Clear** | **-** | **016175** | **-** | **-** | **-** |
| **€ HT/carton** | **-** | **NC -** | **-** | **-** | **-** |

* Disponible également en couleur.
Ajouter le suffixe suivant à la référence: V=vert, J=jaune, R=rouge, B=bleu.

## Microtubes blancs 0,2 ml en barrettes pour PCR quantitative

Barrettes blanches en polypropylène, compatibles avec tous les appareils de PCR quantitative utilisant des barrettes 0,2 ml (ABI PRISM, Bio-Rad i-cycler, Stratagene, etc.).

- **Offrent une meilleure réflexion du signal pour une reproductibilité et une sensibilité accrue**
- **Capuchons ultra-transparents pour un transfert de fluorescence optimal**
- **Reproductibilité puits à puits supérieure**

| Réf. | Désignation | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|
| **017218** | Barrettes 8 microtubes blancs opaques sans capuchon* | 120 | **NC -** |
| **017803** | Barrettes 8 microtubes blancs opaques avec capuchon* | 250 | **NC -** |
| **016626** | Barrettes 8 microtubes blancs opaques avec capuchon | 120 | **NC -** |

* Low Profile






Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be