
BARRETTES MICROTUBES PCR

Microtubes 0,2 ml en barrette avec marquage alphanumérique



Microtubes et bouchons en barrette pour toutes marques de thermocycleurs.


DNase RNase

- **Paroi extra-fine**
- **En barrette de 8**
- **Marquage numérique sur les barrettes de tubes et alphabétique sur les barrettes de bouchons**

Type	Naturel	Unités/ carton	€ HT/ carton	Orange	Unités/ carton	€ HT/ carton
Tubes + bouchon en barrette de 8	016000T	250	NC -	077585C	120 x 8	NC -

Barrettes 8 microtubes 0,2 ml forme haute avec capuchon optique individuel attaché





DNase RNase

- **Avec zone dépolie de marquage à chaque extrémité de la barrette**
- **Utilisables dans pratiquement tous les appareils PCR**
- **Les barrettes se montent dans le système de matrice (038718, voir page 218), permet de transporter 96 tubes format microplaques en 1 fois**
- **Tubes avec bouchons optiques plats destinés à la PCR quantitative**

Coloris	Avec bouchon optique plat	Avec bouchon optique plat	Avec bouchon dôme
Naturel	038735B	038440B	038746
Rouge	038736B	038441B	038747
Bleu	038737B	038442B	038748
Vert	038738B	038443B	-
Jaune	038739B	038444B	038750
Orange	038740B	038445B	038751
Violet	038741B	038446B	038752
Ambré	-	-	038753
Blanc	-	-	038754
Noir	-	-	038755
Unité d'emb.	300 x 8	120 x 8	120 x 8
€ HT	NC -	NC -	NC -
Naturel stérile	038745B	038448B	038756
Unité d'emb.	300 x 8	120 x 8	120 x 8
€ HT	NC -	NC -	NC -

Microtubes 0,2 ml en barrette à capuchon individuel ou en bande





Barrette de 8 microtubes 0,2 ml pour PCR dont la bande de 8 bouchons est fixée latéralement - ou avec 8 bouchons individuels attachés.

- **Evite la recherche de tubes et de bouchons**
- **Elimine les contaminations croisées**
- **Capuchons en dôme ou plats**

Inhibiteur de PCR · DNase RNase · Endo-toxines

Tubes 0,2 ml CrocStrip™ Thermo-strip, capuchons en bande


Référence	Désignation	Forme du capuchon	€ HT/ carton
045402	125 bandes de 8 microtubes naturels	Dôme	NC -
048022	125 bandes de 8 microtubes naturel	Plat*	NC -

Tubes 0,2 ml SnapStrip™, capuchons individuels attachés

Référence	Désignation	Forme du capuchon	€ HT/ carton
045405	120 bandes de 8 microtubes naturels	Dôme	NC -
045412	120 bandes de 8 microtubes panachés	Dôme	NC -
048023	120 bandes de 8 microtubes naturels	Plat*	NC -
048024	120 bandes de 8 microtubes low profile	Plat*	NC -

* capuchon optique spécial QPCR

Barrettes de tubes 0,1 ml UltraFlux low profile



- **Barrettes de 8 tubes**
- **Version basse, parois fines**
- **Adaptées pour la PCR quantitative et qualitative**

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
840637	Barrettes 8 tubes + barrettes 8 capuchons plats transparent	250	NC -
840638	Barrettes 8 tubes blancs + barrettes 8 capuchons plats transparent	250	NC -
840639	Barrettes 8 tubes 0,1 ml	250	NC -

Barrettes de tubes 0,2 ml UltraFlux i et UltraFlux z



- **En polypropylène, non autoclavables et non centrifugeables, résistantes à des températures allant de -80 °C à + 121 °C**
- **Bouchon transparent**

Inhibiteur de PCR · DNase RNase · ADN humain

2 versions :

- **UltraFlux i :** existe en version forme basse 0,1 ml ; bouchons individuels attachés transparents plats
- **UltraFlux z :** barrette de 8 bouchons transparents plats

Modèle	Naturel	Bleu	Vert	Rouge	Violet	Jaune	Assortiment	Unités/ carton	€ HT/ carton	Blanc	Unités/ carton	€ HT/ carton
Ultra Flux i standard	048046	840622	840623	840624	840625	840626	840627	120	NC -	048045	120	NC -
Ultra Flux i forme basse	840628	-	-	-	-	-	-	120	NC -	840629	120	NC -
Ultra Flux z standard	048022	840630	840631	840632	840633	840634	840635	125	NC -	840636	120	NC -