Plaques PCR 96 puits Mµlti





Plaques à 96 puits à paroi fine en polypropylène, destinées à tout type de thermocycleur.

- **Grille alphanumérique imprimée**
- **Rigides, indéformables à la chaleur**
- **Modèles à jupe low profile ou sans jupe ultra plate**


DNase RNase

	Plaque µltra-Plate sans jupe		Plaque à jupe low profile	
Coloris	**Référence**	**€ HT les 25**	**Référence**	**€ HT les 25**
Naturel	**021970**	**NC -**	**023080**	**NC -**
Naturel - les 100	**026190**	**NC -**	**02844**	**NC -**
Bleu	**021990**	**NC -**	**023100**	**NC -**
Jaune	**022010**	**NC -**	**023120**	**NC -**
Rouge	**021980**	**NC -**	**023090**	**NC -**
Vert	**022000**	**NC -**	**023110**	**NC -**
Violet	**022170**	**NC -**	**-**	**-**
Noir	**037860**	**NC -**	**037360**	**NC -**
Blanc	**037870**	**NC -**	**037370**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
106570B	Adhésif de fermeture en aluminium	100	**NC -**

Plaques PCR 96 puits demi-jupe Mµlti pour ABI



Pour les thermocycleurs ABI et les analyseurs d'ADN.


- **Pan coupé pour faciliter l'orientation de la plaque**
- **Marquage des puits par impression alphanumérique et en noir**
- **Bord surélevé tout autour de la plaque pour une meilleure superposition des plaques**
- **Avec demi-jupe offrant une surface de marquage et une manipulation facile pour les robots**

DNase RNase · Pyro-gènes · ADN humain · Inhibiteur de PCR

Coloris	Naturel	Rouge	Bleu	Vert	Jaune	Violet	Noir	Blanc	Naturel*
Référence	**035800**	**035820**	**035840**	**035810**	**035830**	**035850**	**037380**	**037390**	**035900***
€ HT les 25	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* les 4 x 25, prix pour les 4 x 25

Plaque PCR 96 puits demi-jupe, bord renforcé Mµlti



Plaque à 96 puits à paroi fine, destinée à tout type de thermocycleur.

- **Index alphanumérique imprimé en noir**


Réf.	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
174370	Plaque PCR 96 puits demi-jupe, bord renforcé	4 sachets de 25	**NC -**

DNase RNase · ADN humain · Pyro-gènes

Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
490010	Septa mat silicone pour ABI 3100	10	**NC -**
712201	Septa mat silicone pour ABI 3100	50	**NC -**
136590	Film adhésif pour autres systèmes ABI	100	**NC -**

Plaque PCR 384 puits µltra-Plate



Plaque en polypropylène rigide à 384 puits pour PCR. Compatible avec ABI 3700 et ABI 3730.

- **Index alphanumérique imprimé en noir**
- **Volume total de chaque puits : 40 µl**
- **Volume de travail de chaque puit : 25 µl**
- **Autoclavable**

DNase RNase

Coloris	Naturel	Rouge	Bleu	Vert	Jaune	Noir	Blanc	€ HT les 50
Réf.	**039620**	**037910**	**037920**	**037930**	**037940**	**037970**	**037980**	**NC -**



Saisissez la référence sur dulis.be pour afficher le guide de compatibilité des plaques PCR