Plaques et barrettes FluoroNunc



Microplaques 96 puits blanches, noires ou transparentes pour fluorescence et luminescence

- Microplaques noires : pour fluorescence et luminescence ; elles dispersent la lumière et réduisent le bruit de fond.
- Microplaques blanches : pour fluorescence et luminescence ; elles maximisent le signal et éliminent les problèmes d'autofluorescence et de luminesence.
- Microplaques transparentes : elles réduisent fortement le bruit de fond tout en permettant une lecture optique.

Qualité de surface

- **Non traitées**
- **Traitées pour cultures cellulaires stériles**
- **A surface à forte adsorption (MAXISORP) ou adsorption moyenne (POLYSORP)**


Toutes les plaques sont à fond plat (F) ou fond plat et coins arrondis (C).

			Noire	Blanche	Transparente	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
Fond	Stérile	Couvercle						
Plaques traitées culture cellulaire								
Plat F	Oui	Oui	**055210**	**055211**	-	1	50	**NC -**
Plat F	Oui	Oui	**055212**	**055213**	-	10	160	**NC -**
Plaques non traitées								
Plat F	Oui	Oui	**055214**	**055215**	-	1	50	**NC -**
Plat F	Oui	Oui	**055216**	**055217**	-	10	160	**NC -**
Plat F	Non	Non	**055218**	**055219**	-	10	180	**NC -**
Plaques MAXISORP								
Plat F	Non	Non	**055220**	**055221**	-	10	80	**NC -**
Plat C	Non	Non	-	**055226**	-	5	60	**NC -**
Plaques POLYSORP								
Plat F	Non	Non	**055222**	**055223**	-	10	80	**NC -**
Plaques en barrettes MAXISORP								
8 x 12 puits	Non	Non	-	-	**055304**	5	60	**NC -**
12 x 8 puits	Non	Non	-	**055305**	-	5	60	**NC -**
6 x 16 puits	Non	Non	**055228**	-	-	5	60	**NC -**
Plaques en barrettes POLYSORP								
12 x 8 puits	Non	Non	-	**055230**	-	5	60	**NC -**
6 x 16 puits	Non	Non	**055158**	-	-	5	60	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
055143	Couvercle pour plaque	5	100	**NC -**
055144	Couvercle stérile	1	150	**NC -**

Plaques blanches pour luminescence LumiNunc



Plaques 96 ou 384 puits blanches à réflexions maximales, à auto-fluorescence et auto-luminescence minimale.

Surfaces :
- MAXISORP : haute affinité avec les protéines ;
- POLYSORP : adsorption moyenne ;
- Traitées culture cellulaire stériles.

Traitement immuno (sans couvercle)

Réf.	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
055221	Plaque 96 puits fond plat MAXISORP	10	80	**NC -**
055223	Plaque 96 puits fond plat POLYSORP	10	80	**NC -**
055219	Plaque 96 puits fond plat non traitée	10	180	**NC -**
055457	Plaque 384 puits MAXISORP	10	30	**NC -**
055347	Plaque 1536 puits	10	30	**NC -**