Plaques immunologie Microlon



Plaques 96 puits et barrettes de 8 ou 12 puits sécables ou non sécables.

Plusieurs traitements disponibles :

- Plaques Microlon moyenne fixation (Microlon 200, capacité d'adsorption de 200 ng d'IgG de souris par cm^2) et haute fixation (Microlon 600, capacité d'adsorption de 600 ng d'IgG de souris par cm^2) ;
- Plaques blanches Lumitrac à moyenne fixation (Lumitrac 200) ou haute fixation (Lumitrac 600) ;
- Plaques noires Fluotrac à moyenne fixation (Fluotrac 200) ou haute fixation (Fluotrac 600).

ADN humain · DNase RNase · Pyro-gènes

Couvercle ultra low profile

Référence	Type	Stérile	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
691101	Bas	Non	1	100	**NC -**

Plaques en barrettes 1 x 8 sécables puits à puits

Réf.	Volume (µl)	Fond	Traitement	Unités/ carton	€ HT/ carton
705071	20 - 300	Plat C	Haute fixation	100	**NC -**
705070	20 - 300	Plat C	Moyenne fixation	100	**NC -**

Autres coloris sur demande

Plaques en barrettes 1 x 12

Réf.	Volume (µl)	Fond	Traitement	Unités/ carton	€ HT/ carton
701071	20 - 350	Plat	Haute fixation	100	**NC -**
701070	20 - 350	Plat	Moyenne fixation	100	**NC -**

Plaques en barrettes 2 x 8

Réf.	Volume (µl)	Fond	Traitement	Unités/ carton	€ HT/ carton
756071	20 - 350	Plat	Haute fixation	100	**NC -**
756070	20 - 350	Plat	Moyenne fixation	100	**NC -**
754061	40 - 280	Rond	Haute fixation	100	**NC -**

Plaques 96 puits


Fond	Vol/puits (µl)	Microlon 200	Microlon 600	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
Plat	25-340	**655001**	**655061**	10	40	**NC -**
Plat, puits forme cheminée	30-350	**655080**	**655081**	10	40	**NC -**
Rond	40-280	**650001**	**650061**	10	40	**NC -**
Conique	40-200	**651001**	**651061**	10	40	**NC -**
Plat 1/2 puits	15-175	**675001**	**675061**	5	40	**NC -**

Plaques en barrettes 1 x 8 - Plaques montées de 12 barrettes de 8 puits

Surface	Fond plat	Fond rond	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
Volume/puits (µl)	20-350	40-280			
Microlon 200	**762070**	**767070**	10	100	**NC -**
Microlon 600	**762071**	**767071**	10	100	**NC -**
Lumitrac 200 (blanc)	**762075**	-	10	100	**NC -**
Lumitrac 600 (blanc)	**762074**	-	10	100	**NC -**
Fluotrac 200 (noir)	**762076**	-	10	100	**NC -**
Fluotrac 600 (noir)	**762077**	-	10	100	**NC -**

Autres plaques disponibles : voir page 295.

Plaques streptavidine 96 et 384 puits



Plaques coatées à la streptavidine, à 96 puits ou 384 puits.

	96 puits	384 puits
Surface coatée (en volume)	300 µl	90 µl
Capacité d'adsorption biotine	› 5 ng/puits ou 20 pmol/puits	› 1,5 ng/puits ou 6 pmol/puits
Variation du coating	‹ 5 %	‹ 8 %
Streptavidin leaching	‹ 5 ng / puits	‹ 1 ng / puits

Couvercles

Référence	Stérile	Unités/ carton	€ HT/ carton
020036	Non	100	**NC -**
020037	Oui	100	**NC -**

Référence	Type	Coloris	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
655990	96 puits	Transparent	5	40	**NC -**
655995	96 puits	Blanc	5	40	**NC -**
655996	96 puits	Noir à fond transparent	5	40	**NC -**
655997	96 puits	Noir	5	40	**NC -**
781990	384 puits	Transparent	5	40	**NC -**
781995	384 puits	Blanc	5	40	**NC -**
781996	384 puits	Noir à fond transparent	5	40	**NC -**
781997	384 puits	Noir	5	40	**NC -**



Retrouvez les films pour microplaques dans le chapitre stockage et screening