Réservoirs à réactifs

- En PVC transparent ou polysyrène blanc
- Fond V
- Parois épaisses et base large pour une manipulation du produit sans risque de déformation (diminue les risques de renversement)
- Conçus pour rester à plat sur la paillasse et ne pas se déformer
- Versions stériles : emballées dans des sachets scellés et stérilisés par faisceau d'électrons (également exemptes de DNase, RNase, et pyrogènes)
- Empilables
- Graduations sur le bord supérieur et la paroi interne
- Bec verseur sur les 4 coins pour déverser facilement le contenu du réservoir
- Version double compartiments 25 ml (10 ml + 15 ml) disponible




Référence	Volume (ml)	Matériau	Stérile	Dim. int. L x l x H (cm)	Unité d'emb.	Unités/ sachet	€ HT/ sachet
320655	5	Polystyrène	Oui	7,2 x 2,1 x 1,8	1	50	NC -
320656	10	Polystyrène	Non	7,2 x 2,1 x 1,8	100	100	NC -
320657	10	Polystyrène	Oui	7,2 x 2,1 x 1,8	1	100	NC -
320658	25	Polystyrène	Oui	10,2 x 2,5 x 2,1	5	200	NC -
320659	25	Polystyrène	Oui	10,2 x 2,5 x 2,1	1	100	NC -
320660	25	Polystyrène	Non	10,2 x 2,5 x 2,1	100	100	NC -
320661	50	Polystyrène	Oui	10,2 x 2,5 x 3	5	200	NC -
320662	50	Polystyrène	Oui	10,2 x 2,5 x 3	1	100	NC -
320663	50	Polystyrène	Non	10,2 x 2,5 x 3	100	100	NC -
320664	50	PVC	Oui	10,2 x 2,5 x 3	5	100	NC -
320665	50	PVC	Non	10,2 x 2,5 x 3	100	100	NC -
320666	100	Polystyrène	Oui	10,9 x 4,8 x 3,2	5	200	NC -
320667	100	Polystyrène	Oui	10,9 x 4,8 x 3,2	1	100	NC -
320668	100	Polystyrène	Non	10,9 x 4,8 x 3,2	100	100	NC -
320669	100	PVC	Non	10,9 x 4,8 x 3,2	100	100	NC -
320670*	25 (10 et 15 ml)	Polystyrène	Oui	10,2 x 2,5 x 2,1	5	200	NC -
320671*	25 (10 et 15 ml)	Polystyrène	Oui	10,2 x 2,5 x 2,1	1	100	NC -

* Version double compartiment

Réservoirs à réactifs 25 ml et 100 ml stérile MATRIX

- En polystyrène, graduation interne
- Base large pour une bonne stabilité
- Becs verseurs sur les 4 côtés
- Stérilisés aux rayons gamma




Référence	Volume (ml)	Unité d'emb.	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
446005	25	10	100	NC -
446006	25	1	50	NC -
446011	100	10	100	NC -
446012	100	1	50	NC -

Réservoirs à réactifs à usage unique

Nouveau concept de réservoir. Livrés à plat : à plier en V. Emballés par 5.

- Deux volumes : 30 ou 40 ml
- En polypropylène, stériles ou non stériles
- Pour pipettes 8, 12 ou 16 canaux
- Fond V facilitant la récupération de tout le liquide



Référence	Volume (ml)	Stérile	Pour pipettes	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
091059	30	Non	8 et 16 canaux	50	NC -
091060	40	Non	12 canaux	50	NC -
091091	30	Oui	8 et 16 canaux	50	NC -
091092	40	Oui	12 canaux	50	NC -