Réservoir 175 ml



- Réservoir à fond en V, capacité : 175 ml
- En polypropylène autoclavable : 121 °C, 15 psi, 15 minutes
- Graduations jusqu'à 150 ml par incréments de 25 ml
- Base très stable, couvercle à ouverture d'une seule main
- Deux versions : stérile (sous emballage par 5) ou non stérile, avec ou sans couvercle

Référence	Stérile	Couvercle	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
760237	Oui	Oui	100	NC -
760238	Oui	Non	100	NC -
760239	Non	Oui	100	NC -
760240	Non	Non	100	NC -

Réservoirs à réactifs biodégradables



GO GREEN

- Réservoirs et emballages biodégradables, stérilisés rayons Gamma
- Stables
- Gradués à l'intérieur

Référence	Volume (ml)	L x l base (cm)	L x l x p* puits (cm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
053481	25	14,6 x 5,8	10,8 x 2,7 x 2,3	10	100	NC -
053480	25 (double réservoir)	14,6 x 5,8	10,8 x 2,7 x 2,3	10	100	NC -
053482	50	14,6 x 6,3	10,8 x 2,6 x 2,5	10	100	NC -
053479	100	15 x 8,5	10,8 x 4,9 x 3,2	10	100	NC -

* au plus profond

Réservoirs à réactifs en polystyrène



- En polystyrène blanc pour une meilleure visibilité du réactif
- Pour des transferts répétitifs de réactifs
- Fond V facilitant la récupération du réactif
- Stériles

Référence	Volume (ml)	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
978377	50	1	80	NC -
978378	50	5	200	NC -
978380	55	1	80	NC -
978379	55	5	200	NC -

Réservoirs double compartiment 25 ml



2 compartiments : un accepte une pipette 8 canaux, l'autre une pipette monocanal ou 4 canaux.

- Volume total : 25 ml
- Stérilisé aux rayons gamma

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
446007	Réservoir à réactif double	10	100	NC -
446008	Réservoir à réactif double	1	50	NC -