Réservoir à réactifs 12 canaux

Réservoir 12 canaux en polypropylène pour pipettes multicanaux ou pour utilisation en robotique.

- **Autoclavable**
- **Volume par canal : 22 ml**
- **Fond des canaux conique pour une récupération maximale de l'échantillon**



Référence	Désignation	€ HT les 5
045550B	Réservoir 12 canaux	NC -

Réservoirs à réactifs 25 et 50 ml

- **En polystyrène blanc épais**
- **Fond en V étroit**
- **Becs verseurs aux 4 coins du réservoir**
- **Version stérile : RNase/DNase free et exempte de pyrogènes**




	Stériles emballage /1	
Volume (ml)	Référence	€ HT les 50
25	141349	NC -
50	141352	NC -

Réservoirs à réactifs en PVC transparent 55 ml

Réservoirs en PVC pour pipettes monocanal ou multicanaux.

- **Economiques**
- **Fond en V**
- **Volume : 55 ml**



Référence	Matériau	Stérile	Unité d'emb.	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
010165	PVC transparent éco	Non	100	100	NC -
006792	PVC transparent robuste	Non	100	100	NC -

Réservoirs à réactifs spécial robotique en polypropylène

Thermo SCIENTIFIC | NALGENE

Réservoirs à réactif en polypropylène particulièrement destinés aux systèmes robotisés pour les opérations de lavage et de rinçage.
2 modèles :
- à fond plat ;
- à fond à facettes inclinées, qui minimise le volume mort. Idéal pour les robots à 96 ou 384 pointes.

- **Version non stérile ou stérile**
- **Température d'utilisation : -20 °C à + 50 °C**
- **Conviennent également à toutes opérations de microtitration avec pipette multicanaux**
- **Volume : 300 ml**

DNase RNase

Pyro-gènes



Référence	Stérile	Fond	Unités/ carton	€ HT/ carton
028412	Non	Plat	40	NC -
028413	Oui	Plat	40	NC -
028439	Non	Facettes inclinées	40	NC -
028440	Oui	Facettes inclinées	40	NC -



Retrouvez les portoir-réservoir 10 ml sur www.dulis.be

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be