Boîtes de Petri ClearLine®

- En polystyrène cristal, clarté supérieure
- Fabrication en conditions classe ISO 7
- Disponibles aseptiques ou stériles (irradiées par E-Beam, 10 kgy)



				Aseptiques		Irradiées E-Beam	
Dimensions* (mm)	Ergots	Unités/ sachet	Unités/ carton	Réf.	€ HT/ carton	Réf.	€ HT/ carton
55 x 14 (Ø x H)	Sans	15	1200	**076059**	**NC -**	**076059S**	**NC -**
55 x 14 (Ø x H)	3	15	1200	**076058**	**NC -**	**076058S**	**NC -**
90 x 13 (Ø x H)	Sans	20	500	**020006B**	**NC -**	**020006BS**	**NC -**
90 x 14,2 (Ø x H)	3	33	825	**257045**	**NC -**	-	-
90 x 13 (Ø x H)	3	20	500	**076084B**	**NC -**	**076084BS**	**NC -**
90 x 13 (Ø x H)	3	20	500	**076064****	**NC -**	-	-
120 x 120 x 15 (l x L x H)	4	10	240	**076063**	**NC -**	**076063S**	**NC -**
140 x 13 (Ø x H)	4	15	165	**076060B**	**NC -**	**076060SD**	**NC -**

* Dimensions générales, consultez les fiches techniques sur www.dulis.be pour plus de précisions.
** Double emballage

Disques antibiotiques

- Disques en cellulose pour les antiobiogrammes
- Diamètre : 6, 9 ou 12 mm




Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
074074	Disque antibiotiques 6 mm	1000	**NC -**
074113	Disque antibiotiques 9 mm	1000	**NC -**
074114	Disque antibiotiques 13 mm	1000	**NC -**


Boîtes de Petri Greiner Bio-One

Boîtes de Petri

Boîtes de Petri en polystyrène, avec ou sans ergots, d'excellente clarté, de qualité supérieure avec fond plat et stable. Une version "lourde" comporte davantage de matière qui renforce encore la stabilité.
3 versions : aseptique (non stérilisée par irradiation), stérile irradiée E-Beam (bombardement d'électrons) et stérile irradiée aux rayons gamma.







				Aseptique		Irradiée E-Beam		Irradiée Gamma	
ø x h (mm)	Ergots	Unités/ sachet	Unités/ carton	Réf.	€ HT	Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
35 x 15	Oui	10	740	**627102**	**NC -**	-	-	-	-
55 x 12***	Non	15	1620	**020003**	**NC -**	-	-	-	-
60 x 15	Oui	20	600	**628102**	**NC -**	**628161**	**NC -**	**628162B**	**NC -**
93 x 21*	Oui	15	360	**664102**	**NC -**	-	-	**664161**	**NC -**
94 x 16	Oui	20	480	**633180**	**NC -**	-	-	-	-
94 x 16*	Oui	20	480	-	-	-	-	-	-
94 x 16	Non	20	480	**632180**	**NC -**	-	-	-	-
94 x 16*	Non	20	480	-	-	-	-	**632191**	**NC -**
145 x 20	Oui	15	120	**639102**	**NC -**	**639161**	**NC -**	**639101**	**NC -**
120 x 120 x 17 (carrée)	Oui	10	240	**688102**	**NC -**	-	-	**688162**	**NC -**

* Version lourde, haute stabilité
** Version économique
*** double emballage et ouverture facile

Boîtes de Petri Contact

Les boîtes de Petri Contact sont spécifiquement destinées aux prélèvements de surface en vue de localisation ou d'identification de micro-organismes. Le fond de la boîte est quadrillé afin de faciliter le comptage des colonies. Les boîtes Contact sont disponibles soit en version aseptique (non stérilisée par irradiation), soit en version stérile irradiée E-BEAM.

Référence	Dimensions (mm)	Ergot	Stérile	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
629161	65 x 15	Non	E-Beam	20	600	**NC -**
629180	65 x 15	Oui	E-Beam	20	600	**NC -**
629102	66 x 15	Non	Aseptique*	20	600	**NC -**

* Non stérilisée par irradiation



Voir pages 590 et suivantes pour les milieux de bactériologie

Boîtes de Petri spéciales

Réf.	ø x h (mm) / caractéristique	Ventilée	Aseptique*	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
635102	94 x 16 2 compartiments	Oui	Oui	20	480	**NC -**
657102	6 puits 15 ml	Oui	Oui	2	100	**NC -**

* Non stérilisée par irradiation

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be