Platines Petriturn-E et Petriturn-M pour boîtes de Petri

Caractéristiques Petriturn-M

- **Appareil puissant à longue durée de vie grâce à une grande masse de la platine**
- **S'utilise des deux côtés pour une facilité d'utilisation optimale des boîtes de Petri ø 100 et 150 mm**
- **Taille : 160 x 70 mm**
- **Poids : approx. 2,3 kg**


Caractéristiques Petriturn-E

- **Appareil en inox, fonctionnant avec un moteur électrique et un capteur permettant de manier la platine sans contact**
- **S'utilise pour des surfaces liquides uniformes d'agar sur boîtes de Petri**
- **Utilisable pour boîtes de Petri jusqu'à 100 mm de diamètre (150 mm en option et autres diamètres disponibles sur demande)**
- **Tourne à une vitesse de 10 à 100 t/min, ajustable en continu pour des durées de 3 sec à 2 min, ou en permanance**
- **Option : connection d'une pédale**
- **Taille : 160 x 170 mm**
- **Poids : approx. 1 kg**
- **Durée d'utilisation : 3 s – 2 min / non-stop**

Référence	Désignation	€ HT
150594	Petriturn-E électrique 230 V	**NC -**
150595	Petriturn-M manuel	**NC -**
150596	Pédale pour Petriturn-E	**NC -**
150597	Support pour boîte Petri jusqu'à 150 mm	**NC -**
150598	Inoculateur acier inox 180 mm	**NC -**
150599	Inoculateur verre 145 mm	**NC -**







Réplicateur pour boîtes de Petri


Le système permet la réplication des colonies bactériennes selon la technique de «réplique sur velours». Pour boîte 90 mm. Le système comprend :

- un socle de hauteur 52 mm en PVC ;
- un carré de velours 100 % coton (152 x 152 mm) ;
- un anneau en aluminium pour fixer le velours sur le socle.



Réf.	Désignation	€ HT
085884	Réplicateur (socle + anneau) avec 12 carrés de velours stériles	**NC -**
085885	Carrés de velours stériles (les 3 sachets de 12)	**NC -**

Inoculateurs en polystyrène



Longueur (mm)	194	
Unité d'emballage	20	1
Unités/carton	7000	2000
Inoculateur 1 µl	**483047**	**483049**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**
Inoculateur 10 µl	**483048**	**483050**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**

Inoculateurs Wheaton®

- **En polystyrène**
- **Tête lisse**
- **Anse rigide**
- **Stérilisés à l'oxyde d'éthylène**
- **En sachet pelable de 20**

Référence	Volume (µl)	Coloris	Longueur (mm)	Unité* d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
055777	10	Vert	172	1000	6000	**NC -**
055775	1	Transparent	170	1000	6000	**NC -**
055774	10	Bleu	199	1000	6000	**NC -**
055776	1	Bleu	199	1000	6000	**NC -**

* en sachet pelable de 20.



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be