Spatules de Drigalski



- En verre
- L x l x ø : 145 x 50 x 5 mm
- Pour une répartition uniforme du matériel biologique

Référence	Désignation	€ HT
140605	Spatule de Drigalski 145 x 50 mm	NC -

Spatules d'agitation double



Spatules à double fonction :
- spatule d'agitation à une extrémité (30 x 7 mm) ;
- tige d'inoculation de l'autre (38 x 1 mm).

Longueur totale : 150 mm. Epaisseur : 7 mm.

Référence	Désignation	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
999065	Agitateur - inoculateur stérile	5	1000	NC -

Baguettes d'agitation

- En verre sodocalcique ou borosilicaté
- Diamètre : 8 mm, longueur : 250 mm

Référence	Désignation	€ HT
673329	Baguette d'agitation en verre sodocalcique	NC -
673330	Baguette d'agitation en verre borosilicaté	NC -



Pince de prélèvement stérile




- A surface interne gaufrée pour une meilleure préhension des objets
- Stérile, emballage unitaire

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
085931	Pince de prélèvement	108	25	NC -

Piques

- Piques en bois
- 3 dimensions
- Certifiés 100 % contact alimentaire



Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
711952	Pique 1 pointe, 66 mm	1000	NC -
711953	Pique 2 pointes, 68 mm	1000	NC -
711954	Pique 2 pointes, 80 mm	1000	NC -

Piques en bois SmartPicks



- 3 longueurs : 32,5 mm, 63,5 mm et 152,4 mm
- Version 32,5 mm adaptée pour tubes de 1,5 ml
- 2 tailles de pointes : 1,6 mm (biseautée) et 0,4 mm (pointe type aiguille)
- Autoclavables

Référence	Longueur (mm)	ø pointe (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
320058	32,5	1,6	2000	NC -
320059	32,5	0,4	2000	NC -
320060	63,5	1,6	1500	NC -
320061	63,5	0,4	1500	NC -
320062	152,4	1,6	500	NC -
320063	152,4	0,4	500	NC -

Cure dents en bois



Référence	Longueur (mm)	ø (mm)	Nombre de pointes	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
046002	80	1,8	2	100	NC -
046003	80	1,8	2	1000	NC -
046098	68	1,8	2	1000	NC -
534804	65	2	1	800	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be