Distributeur de lames de microscopie

Pour ranger et distribuer proprement les lames de microscopie l'une après l'autre.



- **Distributeur en ABS et PS**
- **Sortie séparée des lames grâce à la rotation des roulettes latérales**
- **Capacité : 50 lames 26 x 76 mm**
- **L x l x h : 100 x 120 x 140 mm**

Référence	Désignation	€ HT
085100	Distributeur de lames	NC -

Porte-lames pour 5 à 10 lames



- **En ABS**
- **Col à vis**
- **ø x h : 40 x 90 mm**
- **Possibilité de fermer de manière inviolable le boîtier**
- **Pour envois ou conservation de 5 à 10 lames**


Référence	Désignation	€ HT les 10
391054	Porte-lames pour 5 à 10 lames	NC -

Portoirs de séchage


Portoirs en polystyrène haute résistance pour le stockage ou le séchage de lames de microscopies placées verticalement.
L x l x h grand modèle : 75 x 213 x 25 mm.
L x l x h petit modèle : 75 x 125 x 25 mm.

- **Facilité de lecture des lames**
- **Possibilité de lecture au code barre**
- **Rangement d'une lame ou de deux lames par rainure**

Couleur	Capacité lames	Bleu	Vert	Rose	Blanc	Jaune	€ HT les 10
Grand modèle	10 à 200	039730	039731	039732	039733	039734	NC -
Petit modèle	50 à 100	039735	039736	039737	039738	039739	NC -



Supports pour 15, 40 ou 78 lames



- **Pour le séchage des lames standard (75 x 25 mm)**
- **En polyéthylène résistant aux produits chimiques**

Référence	Dimensions (mm)	Nombre de lames	€ HT
037777	153 x 102 x 21	15	NC -
037778	298 x 105 x 24	40	NC -
037779	299 x 178 x 21	78	NC -

Boîte blanche pour 50 lames



- **Boîte économique pour 50 lames**
- **Couvercle coiffant**
- **L x l x h : 170 x 82 x 30 mm**

Référence	Désignation	€ HT
100216	Boîte blanche pour 50 lames	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be