
Moules jetables avec base

- PVC, surface intérieure lisse
- Pour inclusion
- S'utilisent avec les cassettes ou anneaux d'inclusion
- Utilisables de -80 °C à +60 °C

Référence	Dimensions (mm)	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
040664	7 x 7 x 5	500	NC -
039910	15 x 15 x 5	1000	NC -
039950	24 x 24 x 5	1000	NC -
040262	30 x 24 x 5	1000	NC -
040665	37 x 24 x 5	500	NC -



Moules jetables Peel-A-Way®

- En polyéthylène
- Utilisables pour les inclusions en paraffine ou dans des résines époxy et acrylique
- Démoulage propre et facile

Réf.	Modèle	Forme	Dimensions L x l (mm)	Profondeur (mm)	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
494300	S22	Carrée	22 x 22	20	288	NC -
494301	R30	Rectangulaire	22 x 30	20	288	NC -
494302	R40	Rectangulaire	22 x 40	20	264	NC -
494304	T8	Tronquée	De 22 x 22 à 8 x 8	20	288	NC -
494305	T12	Tronquée	De 22 x 22 à 12 x 12	20	288	NC -
494303	Assortiment	Carrée / rectangulaire / tronquée	-	20	48*	NC -

*contient 16 moules S22, 8 moules R30, 8 moules R40, 8 moules T8 et 8 moules T12



Mousse de biopsie

Les échantillons de biopsie sont introduits entre deux garnitures de mousse et sont placés dans des capsules de tissus ayant des couvercles de métal ou de plastique.
En mousse cellulaire d'uréthane de polyester de 30 PPI.


Référence	Utiliser avec	Dimensions (mm)	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
040666	Cassettes	30,2 x 25,4 x 2	1000	NC -
040667	Petites Capsules	25,4 x 2	1000	NC -
040668	Grandes Capsules	34,55 x 2	1000	NC -



Grilles de métal pour microscopie électronique

- Grilles pour dépôt d'échantillons
- En cuivre, cuivre/plomb, nickel ou or
- Diamètre de la grille : 3,05 mm
- Maillage carré (autres géométries disponibles sur demande)

Modèle de grille			G50	G75	G100	G150	G175	G200	G250	G300	G400
Ø fil (µm)			80	55	45	40	37	35	30	25	25
Ø ouverture (µm)			420	285	205	125	108	90	70	58	37
Matériau	Cuivre 100 / fiole	Réf.	796000	796001	796002	796003	796004	796005	796006	796007	796008
		€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
	Cuivre / plomb 100 / fiole	Réf.	796009	796010	796011	796012	796013	796014	796015	796016	796017
		€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
	Nickel 100 / fiole	Réf.	796018	796019	796020	796021	796022	796023	796024	796025	796026
		€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
	Or 50 / fiole	Réf.	796027	796028	796029	796030	796031	796032	796033	796034	796035
		€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
796036	Boîte de stockage pour 50 grilles	NC -
796037	Boîte de stockage pour 100 grilles	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be