CryoSette™

930767



Pour la conservation de tissus congelés.

- **CryoSette™ avec base en acétal et bouchon à vis en HDPE**
- **Maintient l'intégrité des tissus**
- **Ouverture large**
- **Dim. de la chambre Ø. ext. x Ø. int. x H (mm): 21 x 18 x 10,5**
- **Dim. totales Ø. ext. x Ø. int. x H (mm): 24 x 38 x 11**
- **Peut être stocké en congélateur à -86 °C ou phase gazeuse de l'azote liquide à -196 °C**
- **Possibilté de rajouter un insert 2D (040957) pour une traçabilité efficace**
- **5 inserts à code couleur au choix**
- **Possibilité d'ajouter une étiquette d'identification en carton (930766) ou plastique (930765) sous la base du CryoSette™**
- **Testé à 95 KPa**
- **Choix entre 2 versions de boîtes de stockage (930763 ou 930764)**

Boîte de stockage pour 21 CryoSette™ en polypropylène

930764

930763



- **Parois épaisses évitant toutes déformations dûes aux changements de température**
- **Format SBS, compatibles robotique**
- **Marquage sur les côtés permettant l'orientation de la boîte**
- **Verrou pour une fermeture optimale**
- **Temp. de stockage : de -196 °C à + 121 °C**
- **Possibilité de stockage uniquement dans la phase gazeuse de l'azote liquide**
- **Dimensions : 127,76 x 85,48 x41,6 mm**

Boîte de stockage pour 40 CryoSette™ en polycarbonate

- **Dimensions : 133 x 133 x 52 mm**
- **Température de stockage : de -196 °C à +121 °C**
- **Autoclavable à 120 °C 1 bar pendant 20 min.**
- **Possibilité d'écrire sur le couvercle**

930766



Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
930767	CryoSette™ orange	250	**NC -**
930763	Boîte pour stockage de 21 CryoSette™	10	**NC -**
930764	Boîte pour stockage de 40 CryoSette™	10	**NC -**
930768	Kit séparateur carton pour 930764	6	**NC -**
930766	Etiquette d'identification pour CryoSette™ carton	100	**NC -**
930765	Etiquette d'identification pour CryoSette™ plastique	100	**NC -**
040957	Insert 53 mm 2D Datamatrix noir	500	**NC -**
040958	Insert 53 mm bleu	500	**NC -**
040959	Insert 53 mm vert	500	**NC -**
040960	Insert 53 mm lilas	500	**NC -**
040961	Insert 53 mm rouge	500	**NC -**
040962	Insert 53 mm jaune	500	**NC -**

Scanner de lame OPTISCAN10



- **Conversion image optique en image digitale**
- **Pour lames 24 x 75 mm**
- **Résolution normale : 5 000 dpi résolution haute : 10 000 dpi**
- **Temps de numérisation : 1 min 30 s à 2 min 10 s**
- **Eclairage LED**
- **Image digitale facilement exploitable**
- **Compatibilité système Windows XP service pack 2 / Vista / win 7 / win 8 / win 10 / 32-64 bit / USB 2.0**
- **Livré avec câble USB de 1,5 m, alimentation, CD-ROM**

Référence	Désignation	€ HT
671181	Scanner digital pour lames 10 000 dpi	**NC -**

Platine histologie



- **Capacité : 50 lames**
- **Surface de travail aluminium anodisé noir à fort contraste pour une meilleure vision de l'échantillon**
- **Elément chauffant facile à remplacer**
- **Avec barre amovible pour positionnement à plat, à cheval ou 1 côté sur la barre**

Température	Amb. + 5 °C à 100 °C
Capacité en lames 76 x 26 mm	50
L x P X H (mm)	390 x 180 x 90
Puissance (W)	150
Référence	**078554**
€ HT	**NC -**