## Lampe - loupe de bureau à poser ou serrer



- Grossissements : 2,25 x et 4 x
- Lentille Ø 90 mm et double foyer Ø 20 mm
- Eclairement : 2200 lux
- Intensité lumineuse : 550 lumens
- Lampe à poser, ou fixation verticale ou horizontale par étau
- Mise sous tension ou hors tension tactile
- Bras articulé de 25 cm
- Alimentation : 6 W (adaptateur 230 VAC - 12 VDC incl.)

| Référence | Désignation | € HT |
|---|---|---|
| 098497 | Lampe - Loupe bureau à poser / à serrer | NC - |

## Compteurs de cellules



- Modèle à 5 ou 8 touches, bouton de mise à zéro
- Idéal pour les comptages leucocytaires
- Comportent un cadran de totalisation, incrément : 1 à 999 par canal

| Référence | Nombre de touches | Dont une touche totalisation | € HT |
|---|---|---|---|
| 068497 | 5 | Oui | NC - |
| 068498 | 8 | Oui | NC - |

## Compteurs manuels




- Compteur manuel à touches, boîtier métal chromé
- 4 chiffres avec remise à zéro générale
- Ajoute une unité à chaque pression

| Référence | Type | Nombre de compteurs | € HT |
|---|---|---|---|
| 045320 | A main avec anneau | 1 | NC - |
| 045321 | Sur socle | 1 | NC - |
| 053205B | Sur socle | 2 | NC - |
| 053206B | Sur socle | 3 | NC - |
| 053207B | Sur socle | 4 | NC - |
| 053208B | Sur socle | 5 | NC - |
| 098468 | Sur socle | 10 | NC - |

## Compteur manuel Score 506




- Modèle à 5 touches + totalisateur
- Lecture directe de 5 compteurs + totalisateur
- Blocage et signal sonore à 100 comptages
- Augmentation possible en cours de comptage
- Touche de correction des dernières touches frappées
- Touche de résultat du nombre d'éléments en pourcentage
- Ecran LCD

| | |
|---|---|
| Dimensions L x p x h (mm) | 255 x 135 x 40 |
| Dimensions de l'écran LCD (mm) | 150 x 17 |
| Poids net / brut (kg) | 0,8 / 2,1 |
| Alimentation | 230 V - 50/60 Hz |
| **Référence** | **195501** |
| **€ HT** | **NC -** |

## Compteur Score 724



- 24 touches paramétrables par l'utilisateur
- 6 touches configurables en compteur d'événements non comptés dans la formule
- Blocage et signal sonore au nombre programmé
- Résultat du nombre d'éléments en pourcentage
- Mémorisation des dossiers par numéros
- Correction des dernières touches frappées
- Augmentation possible en cours de comptage
- Ecran LCD
- Livré avec une clé USB

| | |
|---|---|
| Dimensions L x p x h (mm) | 200 x 250 x 40 |
| Dimensions de l'écran LCD (mm) | 120 x 70 |
| Poids net / brut (kg) | 1,03 / 2 |
| Alimentation | 230 V - 50/60 Hz |
| **Référence** | **195502** |
| **€ HT** | **NC -** |