Horloge diamètre 250 mm

- Ø 250 mm / Lisibilité 15 m
- Boîtier alu / Verre minéral
- Mouvement quartz
- Radio pilotée / Changement heure été-hiver
- Poids : 620 g
- Pile : AA



Réf.	Désignation	€ HT
053291	Horloge métal alu, verre minéral, diamètre : 250 mm	NC -
045319	Pile AA de rechange	NC -

Minuteur avec mousqueton

- Alarme évolutive :
  - 4 bips à 10 min
  - 8 bips à 50 sec
  - 1' en fin de cycle
- Capacité 20 h/sec
- Horloge
- Ecran : 18 x 9 mm
- Chiffres : 7 mm
- Pile LR44
- Dimensions : 80 x 38 x 20 mm
- Poids : 40 g



Réf.	Désignation	€ HT
045306	Minuteur avec mousqueton	NC -
095304B	Pile bouton LR44 (les 2)	NC -

Chronomètres mécaniques 15 et 30 minutes

- Totalisateur : 15 ou 30 minutes selon modèle
- Résolution : 1/5e, 1/10e ou 1/100e selon modèle
- Départ/Arrêt
- Remise à zéro par poussoir latéral
- Départ/Arrêt par la couronne
- Fonction addition
- Boîtier métal poli, verre plastique
- Diamètre : 50 mm
- Poids : 96 g



Référence	Totalisateur	Résolution	€ HT
095312	15 minutes	1/10e sec	NC -
095308*	30 minutes	1/5e sec	NC -
095310	30 minutes	1/5e sec	NC -
095315	30 minutes	1/100e min	NC -

* La référence 095308 a un bouton unique marche-arrêt-remise à zero, sans cumul de temps.

Chronomètre digital étanche

- Economique
- Etanche (3 ATM)
- Grand affichage digital
- Comptage au 100ème de seconde, sur 10 minutes
- Fonctions SPLIT (temps intermédiaire) et LAP (temps d'intervalle)
- Immersion prolongée (30 min) IP 67
- Dimensions l x p x h (mm) : 65 x 18 x 75
- Poids : 50 g



Référence	Désignation	€ HT
095394	Chronomètre étanche	NC -

Minuteur ClearTime II ClearLine®



- Jusqu'à 2 compteurs et/ou 2 décompteurs
- Fonctions horloge, alarme, snooze
- Incrémentation rapide
- 2 alarmes 1 mm
- Capacité : 24 h à la seconde
- Dépassement du temps
- Ecran : 40 x 17 mm
- Chiffre : 15 mm
- Dimension : 67 x 55 x 20 mm
- Avec béquille, pince et aimant

Référence	Désignation	€ HT
257092	Minuteur ClearTime II	NC -
095304B	Pile bouton LR 44 (les 2)	NC -

Chronomètre économique

- Chronomètre 24 h 1/100
- Temps simple, addition de temps, split
- Heure et calendrier
- Etanche



Référence	Désignation	€ HT
045315	Chronomètre économique	NC -
045322	Pile CR2032	NC -