Plaques 384 et 1536 puits CELLSTAR noires, blanches ou transparentes, fond opaque ou transparent Greiner Bio-One



- Plaque en polystyrène haute qualité
- Traitée culture
- Stérile
- Capacité d'absorption moyenne ou forte
- Noir pour un faible bruit de fond en fluorescence
- Blanc haute réflexion pour luminescence
- Détrompeur de position, repérage alphanumérique des puits

DNase RNase — Pyro-gènes — ADN humain

384 puits standard :
- Volume de travail = 15 - 110 µl
- Puits carré à coin arrondi pour une meilleure récupération du liquide

1536 puits petit volume :
- Volume de travail = 3 - 10 µl
- 2 versions :
  Hi base (pour une lecture par le haut de la plaque), et Lo base (pour une lecture par le dessous de la plaque)

			384 puits standard				1536 puits Hi-base				1536 puits Lo-base	
Parois	**Fond**	**Couvercle**	**Réf.**	**Unité d'emb.**	**Unités/ carton**	**€ HT/ carton**	**Unité d'emb.**	**Unités/ carton**	**Réf.**	**€ HT/ carton**	**Réf.**	**€ HT/ carton**
Transp.	Transp.	Oui	**781182**	8	32	**NC -**	1	40	-	-	-	-
Blanc	Blanc	Non	-	-	-	-	15	60	**782073**	**NC -**	-	
Blanc	Blanc	Oui	**781080**	8	32	**NC -**	10	40	**782080**	**NC -**	-	-
Noir	Noir	Non	**781079**	10	40	**NC -**	-	-	-	-	-	-
Noir	Noir	Non	-	-	-	-	15	60	**782078**	**NC -**	-	-
Noir	Noir	Oui	**781086**	8	32	**NC -**	10	40	**782086**	**NC -**	-	-
Blanc	Transp.	Non	-	-	-	-	15	60	**782093**	**NC -**	**783093**	**NC -**
Blanc	Transp.	Oui	**781098**	8	32	**NC -**	-	-	-	-	-	-
Noir	Transp.	Non	**781092**	10	40	**NC -**	15	60	**782092**	**NC -**	**783092**	**NC -**
Noir	Transp.	Oui	**781091**	10	40	**NC -**	-	-	-	-	-	-

Plaques à fond en verre SensoPlate™ Greiner Bio-One



Réf.	**Type**	**Stérile**	**Couvercle**	**Unité d'emb.**	**Unités/ carton**	**€ HT/ carton**
662896	24 puits	Oui	Non	1	12	**NC -**
662892	24 puits	Oui	Oui	1	12	**NC -**
655896	96 puits	Oui	Non	1	16	**NC -**
655892	96 puits	Oui	Oui	1	16	**NC -**
655891*	96 puits traitée culture standard	Oui	Oui	1	16	**NC -**
655981*	96 puits traitée culture Advanced TC	Oui	Oui	1	16	**NC -**
781892	384 puits	Oui	Oui	1	16	**NC -**
783892	1536 puits	Oui	Oui	1	16	**NC -**

* Cellview pour la spectroscopie de corrélation de fluorescence et microscopie à haute résolution.

Microplaque en polystyrène avec fond en verre borosilicaté achromatique d'épaisseur 175 µm, de format standard. De coloris noir opaque pour l'imagerie de haute résolution, la fluorescence.




ADN humain — DNase RNase — Pyro-gènes

Couvercles

Référence	**Type**	**Stérile**	**Unité d'emb.**	**Unités/ carton**	**€ HT/ carton**
020036	Standard	Non	1	100	**NC -**
020037	Standard	Oui	1	100	**NC -**
691101	Bas	Non	1	100	**NC -**
691161	Bas	Oui	1	100	**NC -**

Plaques UV-Star 96 puits et 384 puits Greiner Bio-One



Alternative aux cuvettes en quartz. Microplaques en cyclooléifine perméables aux UV, adaptées pour la détermination des concentrations des acides nucléiques et des protéines à 260 et 280 nm.

DNase RNase — ADN humain — Pyro-gènes

- Exemptes d'endotoxines détectables
- Résistantes au DMSO
- Stockage jusqu'à -20 °C
- Fond µclear avec profil de puits fond plat/puits cheminée
- Existent avec cadre noir pour la réduction des interférences de signaux (crosstalk) entre les puits
- Limite optique 230 nm

Référence	**Désignation**	**Unité d'emb.**	**Unités/ carton**	**€ HT/ carton**
655801	Plaque UV-Star 96 puits	10	40	**NC -**
655809	Plaque UV-Star 96 puits noir	10	40	**NC -**
675801	Plaque UV-Star 96 demi-puits	10	40	**NC -**
781801	Plaque UV-Star 384 puits	10	40	**NC -**