Plaques 96 puits pour screening Nunc

Plaques à 96 puits en polystyrène spécialement destinées aux applications screening et aux systèmes robotisés. Toutes ces plaques peuvent être livrées avec un code-barre étiqueté.
Quatre qualités de surface :

- **MAXISORP** : surface à haute affinité pour les molécules à caractère hydrophile telles que les anticorps ;
- **POLYSORP** : surface à adsorption moyenne, avec une affinité pour les molécules à caractère plus hydrophobe tels que les antigènes non protéiques ;
- non traitées : convient au stockage, au screening d'ADN et d'antibiotiques.

➤ **Fond plat**

➤ **Grande qualité optique**



					Plaques standard		Plaques avec code-barre	
Type plaque	**Couvercle**	**Stérile**	**Unité d'emb.**	**Unités/ carton**	**Référence**	**€ HT/ carton**	**Référence**	**€ HT/ carton**
MAXISORP	Non	Non	10	180	**055266**	**NC -**	**055267**	**NC -**
POLYSORP	Non	Non	10	180	**055268**	**NC -**	-	-
Non traitée	Non	Non	10	180	**055270**	**NC -**	**055271**	**NC -**
Non traitée	Oui	Oui	10	160	**055272**	**NC -**	**055273**	**NC -**
Non traitée	Oui	Non	10	160	**055274**	**NC -**	-	
Blanc à fond transparent	Non	Non	10	30	**055315**	**NC -**	-	-
Noir à fond transparent	Non	Non	10	30	**055316**	**NC -**	-	-
Noir à fond en verre	Non	Non	10	30	**055317**	**NC -**	-	-

Plaque Omnitray Nunc

➤ **Plaque sans puits format microplaque**

➤ **Utilisable avec systèmes robotisés type Beckman, Tecan, Zymark...**

➤ **Livrée avec couvercle, empilable, stérile**


➤ **En polystyrène transparent**

➤ **Congelable à -20 °C**

➤ **Volume de travail : 35 ml, volume maximal : 90 ml**

➤ **Dimensions 128 x 86 mm**

➤ **Applications : container de liquide, support pour membranes en hybridation, utilisable avec systèmes robotisés**





Référence	**Désignation**	**Unité d'emb.**	**Unités/ carton**	**€ HT/ carton**
056116	Plaque Omnitray stérile	10	60	**NC -**
056117	Plaque Omnitray stérile	10	90	**NC -**

Microplaques 384 puits Nunc

➤ **En polystyrène, stériles, traitées pour culture cellulaire**

➤ **Non traitées ou traitées MAXISORP avec forte capacité d'adsorption**





Traitées	**Coloris**	**Cou-vercle**	**Stérile**	**Réf.**	**Unité d'emb.**	**Unités/ carton**	**€ HT/ carton**
Non	Transparent	Oui	Oui	**055295**	1	30	**NC -**
Non	Transparent	Oui	Oui	**055296**	10	30	**NC -**
Non	Blanc fond transp.	Non	Non	**054300**	10	30	**NC -**
Non	Noir fond transp.	Non	Non	**054301**	10	30	**NC -**
Culture	Transparent	Oui	Oui	**054302**	10	30	**NC -**
Culture	Blanc	Oui	Oui	**054303**	10	30	**NC -**
Culture	Noir	Oui	Oui	**054304**	10	30	**NC -**
Culture	Blanc fond transp.	Oui	Oui	**054305**	10	30	**NC -**
Culture	Noir fond transp.	Oui	Oui	**054306**	10	30	**NC -**
MAXISORP	Transparent	Non	Oui	**054307**	10	30	**NC -**
MAXISORP	Blanc	Non	Oui	**055457**	10	30	**NC -**
MAXISORP	Noir	Non	Oui	**055309**	10	30	**NC -**

Couvercles

Référence	**Désignation**	**Unité d'emb.**	**Unités/ carton**	**€ HT/ carton**
055143	Couvercle pour plaque	5	100	**NC -**
055144	Couvercle stérile	1	50	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be