
## Plaques 384 puits Falcon® - Corning BioCoat™

- **Fabrication à partir de polystyrène vierge de grade médical, permettant une meilleure observation microscopique**
- **Microplaques de couleur blanche ou noire, opaques limitant les contaminations croisées**
- **Microplaques blanches et noires fond transparent favorisant l'observation au microscope et la détection par le haut et/ou le fond des puits**
- **Plusieurs traitements de surfaces disponibles Falcon® : culture cellulaire (TC) et standard**

*Une gamme spécifique de supports coatés Corning BioCoat™*

- **Coatings Poly-Lysine et Collagène favorisant la croissance et l'attachement de certaines primo-cultures et lignées cellulaires**
- **Plaques prêtes à l'emploi**
- **Stockage à température ambiante**
- **Production européenne certifiée ISO 9001 sur le site de Plymouth en Angleterre**



| Référence | Volume puits (µl) | Coloris | Fond | Couvercle | Stérile | Unités/ sachet | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaques 384 puits en polystyrène pour culture cellulaire | | | | | | | | |
| 353961 | 120 | Transparent | Plat | Oui | Oui | 5 | 50 | NC - |
| 353988 | 120 | Blanc | Plat | Oui | Oui | 5 | 50 | NC - |
| 353963 | 120 | Blanc fond transparent | Plat | Oui | Oui | 5 | 50 | NC - |
| 353962 | 120 | Noir fond transparent | Plat | Oui | Oui | 5 | 50 | NC - |
| Plaques 384 puits Corning BioCoat™ Collagène I | | | | | | | | |
| 354666 | 120 | Transparent | Plat | Oui | Oui | 5 | 5 | NC - |
| 356666 | 120 | Transparent | Plat | Oui | Oui | 5 | 50 | NC - |
| 354667 | 120 | Noir fond transparent | Plat | Oui | Oui | 5 | 5 | NC - |
| 356667 | 120 | Noir fond transparent | Plat | Oui | Oui | 5 | 50 | NC - |
| 356705 | 120 | Noir fond transparent | Plat | Oui | Oui | 20 | 80 | NC - |
| 356397 | 30* | Noir fond transparent | Plat | Oui | Oui | 5 | 50 | NC - |
| 354664 | 120 | Blanc fond transparent | Plat | Oui | Oui | 5 | 5 | NC - |
| 356664 | 120 | Blanc fond transparent | Plat | Oui | Oui | 5 | 50 | NC - |
| 356702 | 120 | Blanc fond transparent | Plat | Oui | Oui | 20 | 80 | NC - |
| 354665 | 120 | Blanc | Plat | Oui | Oui | 5 | 5 | NC - |
| 356665 | 120 | Blanc | Plat | Oui | Oui | 5 | 50 | NC - |
| 356703 | 120 | Blanc | Plat | Oui | Oui | 20 | 80 | NC - |
| Plaques 384 puits Corning BioCoat™ Poly-D-Lysine | | | | | | | | |
| 354662 | 120 | Transparent | Plat | Oui | Oui | 5 | 5 | NC - |
| 356662 | 120 | Transparent | Plat | Oui | Oui | 5 | 50 | NC - |
| 354663 | 120 | Noir fond transparent | Plat | Oui | Oui | 5 | 5 | NC - |
| 354660 | 120 | Blanc fond transparent | Plat | Oui | Oui | 5 | 5 | NC - |
| 356660 | 120 | Blanc fond transparent | Plat | Oui | Oui | 5 | 50 | NC - |
| 354661 | 120 | Blanc | Plat | Oui | Oui | 5 | 5 | NC - |
| 356661 | 120 | Blanc | Plat | Oui | Oui | 5 | 50 | NC - |

* Faible volume réactionnel

## Plaques 1536 puits Corning BioCoat™ Poly-D-Lysine

- **Surface en polystyrène**
- **Puits carrés aux angles arrondis, volume par puits : 12 µl**

| Référence | Vol. puits (µl) | Coloris | Unités/ sachet | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|---|---|
| 354022 | 12 | Noir fond transparent | 5 | 5 | NC - |
| 356022 | 12 | Noir fond transparent | 5 | 50 | NC - |



## Plaques 384 puits à fond en verre Corning BioCoat™

- **Fond plat en verre optique épaisseur 200 µm**
- **Idéales pour la microscopie d'imagerie**
- **Cadre noir permettant de limiter le bruit de fond en fluorescence**
- **Fournies avec couvercle**
- **Non traitées : nous consulter**

| Traitement | Stérile | Référence | € HT les 10 |
|---|---|---|---|
| Collagène I | Non | 004583 | NC - |
| Fibronectine | Non | 004585 | NC - |
| Poly-D-Lysine | Non | 004587 | NC - |





Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be