
Microplaques 96 puits en polypropylène Nunc

Plaques pour systèmes robotisés

- **Capacité du puits : 0,5 ml à fond rond ou 0,35 ml à fond conique**
- **Bords droits et couvercle à jupe longue pour une meilleure préhension des robots**
- **Avec code-barres sur demande**
- **Fond rond ou conique**
- **Autoclavables**
- **Résistantes à la chaleur de -180 °C à +121 °C**
- **Dimensions : 128 x 86 x 14 mm**

Différents coloris :

- **naturel** : pour les plaques stériles et non stériles conçues pour le screening, la collecte d'échantillons, la chimie combinatoire, les essais en phase liquide et le stockage d'échantillons ;
- **noir** : pour les applications en **fluorescence**, réduction du bruit de fond, la diffusion minimale de la lumière retour ;
- **blanc** : pour les applications en **fluorescence** et en **luminescence**, réflexion maximale du signal, autoluminescence minimale et de l'autofluorescence ;
- rouge, bleu ou jaune : pour les banques d'échantillons, le stockage, la collecte d'échantillons.




Plaques à fond rond

Coloris	Naturel stérile	Naturel	Blanc	Noir	Bleu	Jaune
Unité d'emb.	10	10	10	10	10	10
Unités/carton	120	120	120	120	120	120
Référence	**054309**	**054310**	**054311**	**054312**	**054314**	**054315**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Plaques à fond conique

Coloris	Naturel stérile	Naturel	Blanc	Noir	Rouge	Bleu	Jaune
Unité d'emb.	20	20	20	20	20	20	20
Unités/carton	120	120	120	120	120	120	120
Référence	**055528**	**055529**	**055530**	**055531**	**055532**	**055533**	**055534**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Tapis souples de couverture


Coloris	Naturel stérile	Naturel	Bleu	Jaune
Unité d'emb.	1	5	5	5
Unités/carton	50	50	50	50
Référence	**054316**	**054317**	**054319**	**054320**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Plaques 384 puits en polypropylène Nunc

- **Microplaques compatibles avec les systèmes robotisés**
- **Puits carrés à fond rond pour un meilleur accès à l'échantillon et un lavage optimal**

Applications

- **Conception et stockage de banques d'ADN pour tests génétiques et screening**
- **Synthèse et stockage de composés pour la chimie combinatoire**
- **Versions noires et blanches pour les méthodes en fluorescence et luminescence**



Plaques standard

Volume total du puits : 120 µl. Volume utile : 10 à 100 µl.

Coloris	Naturel	Blanc	Noir	Bleu
Unité d'emb.	10	10	10	10
Unités/carton	120	120	120	120
Référence	**054322**	**054323**	**054324**	**054326**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Plaques faible volume

Volume maximal : 58 µl. Volume utile : 35 µl.

Coloris	Naturel	Naturel stérile	Noir	Blanc
Unité d'emb.	10	10	10	10
Unités/carton	100	100	100	100
Référence	**056271**	**056272**	**056273**	**056274**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be