


thermoscientific

Plaques de stockage 384 puits ABgene®







- En polypropylène vierge
- Excellente rigidité
- Parfaitement plane
- 3 volumes différents pour toutes les applications
- Plaque 250 µl très transparente pour une bonne visibilité des puits lors du dépôt de l'échantillon
- Puits à fond pyramidal pour une récupération maximale de l'échantillon
- Double collerette individualisant chaque puits pour un scellage optimal (adhésif, thermosoudage)
- Index alphanumérique

Volume	120 µl	250 µl	300 µl avec rebord
Forme puits	Carré	Carré	Carré
Unités/carton	50	50	50
Naturel	**016100**	**016572**	**016111**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Microplaques 96 puits ronds en polypropylène, fond surélevé plat, rond ou V

- Plaques fond plat, rond ou V
- Forme basse avec ou sans anneau sur le puits facilitant l'étanchéité des adhésifs

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
043459	Plaque 96 puits fond plat surélevé 350 µl	100	**NC -**
058086	Plaque 96 puits fond rond surélevé 270 µl avec anneau	100	**NC -**
058087	Plaque 96 puits fond V surélevé 220 µl avec anneau	100	**NC -**



Microplaques haute transparence en polypropylène Eppendorf 96 et 384 puits

Pour le stockage d'échantillons ou pour les applications nécessitant une haute résistance aux solvants, tels que le DMSO. Les microplaques 384 sont disponibles en qualité DNA LoBind et Protein LoBind, pour les applications avec micro-volumes.

- Haute transparence
- Puits noirs pour la détection de fluorescence
- Puits blancs pour la détection de luminescence et/ou pour les faibles niveaux de fluorescence
- Matrice OptiTrack® : maquage alphanumérique associé à des rebords de couleurs
- Design de puits RevoverMax® : géométrie de puits optimisée, sans aucun angle aigu. Pour la récupération maximale des échantillons
- g-safe® : résistance à la centrifugation jusqu'à 6 000 g (5 000 g pour les plaques stériles)
- Température d'utilisation : de - 86 °C à 100 °C
- Autoclavables (121 °C, 20 min.)
- Conforme standards ANSI/SBS
- Contrôlées par lot :
  - PCR clean, exemptes d'ADN humain, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR
  - stériles



Microplaques PP 384 puits

Couleur puits	Couleur cadre	Vol. de travail	Vol. total	Fond	Les 80 plaques (5 x 16) Réf.	€ HT/ carton	Les 240 plaques (10 x 24) Réf.	€ HT/ carton
PCR Clean								
Clair	Blanc	10-120 µl	150 µl	Plat	**035379**	**NC -**	**035387**	**NC -**
Clair	Blanc	5-120 µl	140 µl	V	**035380**	**NC -**	**035388**	**NC -**
Blanc	Gris	5-120 µl	140 µl	V	**035381**	**NC -**	**035389**	**NC -**
Noir	Blanc	5-120 µl	140 µl	V	**035382**	**NC -**	**035390**	**NC -**
Stériles								
Clair	Blanc	10-120 µl	150 µl	Plat	**035383**	**NC -**	**035391**	**NC -**
Clair	Blanc	5-120 µl	140 µl	V	**035384**	**NC -**	**035392**	**NC -**
DNA LoBind								
Clair	Blanc	5-120 µl	140 µl	V	**035385**	**NC -**	**035393**	**NC -**
Protein LoBind								
Clair	Blanc	5-120 µl	140 µl	V	**035386**	**NC -**	**035394**	**NC -**

Microplaques PP 96 puits

Couleur puits	Couleur cadre	Vol. de travail	Vol. total	Fond	Les 80 plaques (5 x 16) Réf.	€ HT/ carton	Les 240 plaques (10 x 24) Réf.	€ HT/ carton
PCR Clean								
Clair	Blanc	50-350 µl	400 µl	Plat	**035359**	**NC -**	**035369**	**NC -**
Clair	Blanc	20-320 µl	360 µl	Arrondi	**035360**	**NC -**	**035370**	**NC -**
Clair	Blanc	20-300 µl	350 µl	V	**035361**	**NC -**	**035371**	**NC -**
Blanc	Gris	20-320 µl	360 µl	Arrondi	**035362**	**NC -**	**035372**	**NC -**
Blanc	Gris	20-300 µl	350 µl	V	**035363**	**NC -**	**035373**	**NC -**
Noir	Blanc	20-320 µl	360 µl	Arrondi	**035364**	**NC -**	**035374**	**NC -**
Noir	Blanc	20-300 µl	350 µl	V	**035365**	**NC -**	**035375**	**NC -**
Stériles								
Clair	Blanc	50-350 µl	400 µl	Plat	**035366**	**NC -**	**035376**	**NC -**
Clair	Blanc	20-320 µl	360 µl	Arrondi	**035367**	**NC -**	**035377**	**NC -**
Clair	Blanc	20-300 µl	350 µl	V	**035368**	**NC -**	**035378**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be