Plaques Riplate® medio

- Grâce à un design compact la hauteur d'empilement est réduite de 50 %
- Bords avec puits surélevés permettant un scellage hermétique
- Marquage alphanumérique

Référence	Hauteur (mm)	Vol. total (ml)	Vol. de travail (µl)	Stérile	Unités/ carton	€ HT/ carton
750289B	27	1,2	50 à 1000	Non	32	NC -
071414	20,5	0,6	20 à 500	Non	40	NC -



Accessoire

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
071425	Tapis de bouchons	20	NC -

Plaques Riplate® fond rond

- Format SBS
- Marquage alphanumérique
- Bords avec puits surélevés afin d'éviter les contaminations croisées
- Utilisables en thermocycleur et bain-marie

Référence	Vol. (ml)	Coloris	Matière	Stérile	Unités/ carton	€ HT/ carton
850276	1	Naturel	PS	Non	20	NC -
850289	1	Naturel	PP	Non	20	NC -
850290B*	1	Naturel	PP	Non	20	NC -
071412	1	Naturel	PS	Oui	10	NC -
071413	1	Naturel	PP	Oui	10	NC -
023134*	1	Naturel	PP	Oui	10	NC -

* Trous de ventilation et réhaussement des bords des puits



Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
944310	Tapis de bouchons pour deepweel 1 ml	20	NC -
071419	Tapis de bouchons pour deepweel 1 ml	10	NC -
850277	Tapis de bouchons pour deepweel 1 ml, emballé par 25	100	NC -
606902	Tapis de bouchons pour deepweel 2 ml, emballé par 25	100	NC -

Plaques Riplate® fond carré

- En polypropylène
- Format SBS
- Marquage alphanumérique
- Puits carrés pour un volume maximal

Référence	Nombre de puits	Volume total (ml)	Volume de travail	Stérile	Unités/ carton	€ HT/ carton
850301	96	2,5	50 µl à 2,4 ml	Non	20	NC -
850501	48	5	50 µl à 4,9 ml	Non	20	NC -
850601	24	10	50 µl à 9,9 ml	Non	20	NC -
071415	96	2,5	50 µl à 2,4 ml	Oui	10	NC -
071416	48	5	50 µl à 4,9 ml	Oui	10	NC -
071417	24	10	50 µl à 9,9 ml	Oui	10	NC -



Accessoires

Réf.	Désignation	Stérile	Unités/ carton	€ HT/ carton
071465	Tapis de bouchons pour plaque 96 puits 2 ml	Non	20	NC -
071421	Tapis de bouchons pour plaque 48 puits 5 ml	Non	20	NC -
850557	Tapis de bouchons pour plaque 48 puits 5 ml	Non	100	NC -
071423	Tapis de bouchons pour plaque 24 puits 10 ml	Non	20	NC -
850677	Tapis de bouchons pour plaque 24 puits 10 ml	Non	100	NC -
071420	Tapis de bouchons pour plaque 96 puits 2 ml	Oui	10	NC -
071422	Tapis de bouchons pour plaque 48 puits 5 ml	Oui	10	NC -
071424	Tapis de bouchons pour plaque 24 puits 10 ml	Oui	10	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be