## Boîtes de congélation à code-barres CryoGen® Box

Boîtes en polycarbonate pour le stockage de cryotubes ClearLine®.

- **Boîte, grille et couvercle en polycarbonate**
- **Couvercle transparent, avec marquage numérique de chaque emplacement**
- **Disponibles pour tous les volumes de cryotubes ClearLine®, aux formats :**
  **- 25 et 81 places : grille colorée, fond blanc**
  **- 100 places : fond blanc à picots**
- **Utilisables de - 196 °C à + 121°C , autoclavables 20 min**
- **Ne pas stocker dans la phase liquide de l'azote liquide**
- **Codes-barres gravés au laser**



**Fond des Cryogen Box 2D : code-barres 2D et ouvertures***





| | Pour | 25 cryotubes de 1-2 ml | 81 cryotubes de 1-2 ml | 81 cryotubes de 3-4-5 ml | 100 cryotubes 2D de 2 ml | 100 cryotubes 2D de 5 ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dimensions (mm) | 76 x 76 x 52 | 132 x 132 x 52 | 132 x 132 x 94 | 132 x 132 x 52 | 132 x 132 x 94 |
| **Cryogen® Box 2D :**<br>**Code-barres standard + Code 2D Datamatrix**<br>➤ Code-barres standard (code 128)<br>➤ Code 2D Datamatrix correspondant sur le fond de la boîte<br>➤ **Ouvertures (voir photo jointe)*** dans le fond de la boîte<br>➤ Verrouillage des tubes (à jupe) dans le fond de la boîte<br>➤ Conçues pour utilisation avec Scanners 2D | Fond blanc / grille bleue | - | 390717 | 390721* | - | - |
| | Fond blanc / grille jaune | - | 390718 | 390722* | - | - |
| | Fond blanc / grille rouge | - | 390719 | 390723* | - | - |
| | Fond blanc / grille verte | - | 390720 | 390724* | - | - |
| | Fond blanc à picots | - | - | - | 390820** | 390821** |
| | **€ HT** | - | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |
| **Cryogen® Box 1D :**<br>**Code-barres standard**<br>➤ Code-barres standard (code 128) sur le bord<br>➤ **Fond à picots, sans grille, sur les boîtes 100 places**<br>➤ Utilisation recommandée avec un Kit 4Banking®<br>➤ (Avec cryotubes à code-barres standard) | Fond blanc / grille bleue | 390804 | 390808 | 390812* | - | - |
| | Fond blanc / grille jaune | 390805 | 390809 | 390813* | - | - |
| | Fond blanc / grille rouge | 390806 | 390810 | 390814* | - | - |
| | Fond blanc / grille verte | 390807 | 390811 | 390815* | - | - |
| | Fond blanc à picots | - | - | - | 390816** | - |
| | **€ HT** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | - |

* La CryoGen® Box pour 81 tubes 3 à 5 ml est incompatible avec les cryotubes 4 ml à capuchon vissant interne.
** A capuchon vissant interne uniquement.

## Grilles de numérotation pour Cryogen® Box 1D

- **En polycarbonate**
- **A placer dans le fond des Cryogen Box 1D 25 ou 81 places**
- **Reflètent la numérotation imprimée sur le couvercle des boîtes**
- **Minimisent les erreurs de placement**

| Référence | Désignation | € HT les 10 |
|---|---|---|
| 390817 | Plaque numérotée 1 à 25 pour boîtes 25 places | NC - |
| 390818 | Plaque numérotée 1 à 81 pour boîtes 81 places | NC - |



## Cryotubes à code-barres 2D ClearLine®

**La qualité ClearLine®**

›› En polypropylène vierge de grade médical
›› Utilisables jusqu'à - 196 °C
›› Exempts d'ATP
›› USP Classe VI (non cytotoxiques et non hémolytiques)
›› Stérilisés aux rayons Beta, SAL $10^{-6}$


DNase RNase · Endo-toxines · Inhibiteur de PCR · Pyro-gènes · ADN humain

CE IVD

- **Gradués avec surface d'inscription**



- **Autoclavables à la vapeur à 121 °C pendant 20 min.**



- **Code-barres 2D Datamatrix sur le fond du tube, correspondant au code-barres imprimé**



- **Code-barres pré-imprimé sur chaque tube (Code 128)**
- **Lisibles dans les 2 sens, par toutes marques de lecteurs**



- **Utilisables avec boucheuse/déboucheuse**
- **Nouveau bouchon vissant bi-injecté (polyéthylène et silicone)**
- **Vissables et dévissables à une main**
- **Pied du tube verrouillable dans les CryoGen® Box 2D et dans les portoirs en polycarbonate**




| | Pas de vis externe | | Pas de vis interne | |
|---|---|---|---|---|
| Volume (ml) | 2 | 5 | 2 | 5 |
| h x ø (mm) | 45,6 x 12,6 | 87,6 x 12,6 | 48,2 x 12,6 | 90,3 x 12,6 |
| **Référence** | **390713** | **390714** | **390715** | **390716** |
| **€ HT les 50** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be