Cryotubes 2D pour conservation d'échantillons de tissu FluidX

- En polypropylène vierge de haute qualité
- Fond plat
- Col large idéal pour l'utilisation d'une pince
- Pour des échantillons allant jusqu'à 9,5 mm
- Pas de vis externe
- Température d'utilisation : -196 °C à +121 °C
- 3 codes-barres :
  - Code-barres 2D sur le côté et sur le fond du tube
  - Marquage alphanumérique sur le coté du tube





		En vrac sans bouchon			En vrac avec bouchon			En rack avec bouchon		
Vol. (ml)	Ø x H. sans bouchon (mm)	Réf.	Unités/ carton	€ HT/ carton	Réf.	Unités/ carton	€ HT/ carton	Réf.	Unités/ carton	€ HT/ carton
2,2	17 x 32,1 (25,9)	783942	240	NC -	783947	240	NC -	783948	240	NC -

Bouchons à vis

Naturel	Orange	Unités/ carton	€ HT/ carton
783886	783759	240	NC -

Racks vide


Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
783946	Rack vide pour 24 tubes	10	NC -

Tubes pour Biobanques Greiner Cryo.S Greiner Bio-One


Solution pour réduire l'espace et le coût de stockage.

- Tubes de 300 µl à 1 ml sur portoir à couvercle format SBS
- Code-barres 2D sous le tube
- Code-barres linéaire et 2D sur le rack

Pyro-gènes · DNase RNase · ADN humain · Cyto-toxines · CE IVD







	Non stérile sans bouchon		Non stérile avec bouchon		Stérile avec bouchon	
Vol. (µl)	Référence	€ HT les 10 x 96	Référence	€ HT les 10 x 96	Référence	€ HT les 10 x 96
300	976570	NC -	976580	NC -	976561	NC -
600	977570	NC -	977580	NC -	977561	NC -
1000	978570	NC -	978580	NC -	978561	NC -

Accessoire

Référence	Désignation	€ HT les 10
385270	Porte bouchon avec 96 bouchons à vis	NC -



Références avec large choix de bouchon colorés : nous consulter

Boucheuse / déboucheuse : nous consulter

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be