Cryotubes Cryo.s™ Datamatrix Greiner Bio-One



Cryotubes incorporant un code-barres Datamatrix, code matriciel en deux dimensions, au niveau de sa base.

- Code Datamatrix ECC200 avec algorithme de correction d'erreur Reed-Solomon
- Stérile 10-6 SAL (selon la norme ISO11137), CE IVD
- Polypropylène de qualité médicale sans composés lixiviables et certifié USP classe VI
- Code-barres 2D (prédéfinie) sous le tube et code-barres de type 128 sur le côté du tube
- Version 2DC : bouchon à pas de vis externe automatisable compatible avec tous les automates de pipetage des liquides et systèmes de dé-/re-bouchage

Référence	Volume (ml)	Pas de vis	Joint silicone	Unités/ carton	€ HT/ carton
123263-2DG	1	Interne	Avec	500	NC -
122263-2DG	2	Interne	Avec	500	NC -
126263-2DG	2	Externe	Sans	500	NC -
127263-2DG	4	Externe	Sans	300	NC -
126263-2DC	2	Externe	Sans	500	NC -
127263-2DC	4	Externe	Sans	300	NC -

Accessoire

- Portoir pour 48 bouchons : stockage intermédiaire de bouchons à vis (après la décapsulation, pendant le remplissage des tubes)
- Compatible avec le décapsuleur LabElite de Hamilton Storage Technologies

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
803507	Portoir pour 48 bouchons à vis	8	NC -

Datamatrix Cryo Rack

- En polypropylène
- Résistant à des température de - 196 °C à + 30 °C
- Capacité de 48 tubes
- Format compatible pour automatisation ou format SBS ou microplaque
- Dimensions : 127,76 x 85,48 mm

Réf.	Désignation	Haut. (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
803277	Portoir sans couvercle	30	20	NC -
803202	Portoir pour tubes 1 et 2 ml avec couvercle bas	52,5	20	NC -
803270	Portoir pour tube de 4 ml avec couvercle haut	88,5	15	NC -

Cryotubes avec code-barres Corning®



- Code-barres 1D/2D
- Bouchons compatibles avec boucheuse/déboucheuse
- Base verouillable : évite la rotation du tube dans le rack (431724 et 431725)
- Volume 2 ml
- Tubes et bouchons autoclavables

Référence	Code barres	Filetage	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
431721	1D/2D	Interne	50	500	NC -
431722	1D/2D	Externe	50	500	NC -
431723	1D	Interne	50	500	NC -
431726	1D	Externe	50	500	NC -

Cryotubes tricodés Eppendorf







- Identification rapide et sûre des échantillons
- 3 codes-barres:
  - Code-barres lisible à l'œil humain
  - Code-barres 1D
  - Code-barres 2D Datamatrix
- Tubes en polypropylène vierge de haute qualité, fabrication dans une salle blanche de classe VIII pour une pureté d'échantillon maximale
- Tubes en rack avec fond twist lock pour une ouverture et fermeture des tubes à une seule main
- Rack avec système de verrouillage pour une fermeture sécurisée
- Température d'utilisation : -196 °C (phase gazeuse de l'azote liquide) à +121 °C

Référence	Volume (ml)	Stérile	Unités/ carton	€ HT/ carton
934465	0,5	Non	10 boîtes de 96	NC -
934470	0,5	Oui	10 boîtes de 96	NC -
934466	1	Non	10 boîtes de 96	NC -
934471	1	Oui	10 boîtes de 96	NC -
934467	1,5	Non	10 boîtes de 48	NC -
934472	1,5	Oui	10 boîtes de 48	NC -
934468	2	Non	10 boîtes de 48	NC -
934473	2	Oui	10 boîtes de 48	NC -
934469	4	Non	10 boîtes de 48	NC -
934474	4	Oui	10 boîtes de 48	NC -