
Tubes de stockage CryoBank™ et Bank-It™ Nunc

Pour le stockage automatisé d'échantillons. Volume 0,5 ml ou 1 ml

- **CryoBank™ pour les cellules et les protéines**
- **Bank-It™ pour l'ADN**
- **Stockage optimisé : format microplaque, rangement dans une cryoboîte**
- **96 microtubes au format 8 par 12 sur microplaque, ou en vrac**
- **Les tubes se cliquent dans le rack : ouverture et fermeture facilitées**
- **Surface Low binding, pour une meilleure récupération des échantillons à faible concentration**
- **Bouchon à double click 100 % étanche**
- **Code-barres de type 2D, 14 x 14**

	Code-barres 2D	Tube CryoBank 0,5 ml	Tube CryoBank 1 ml	Tube Bank-It 0,5 ml	Tube Bank-It 1 ml
Tubes sur rack	Non	**056282**	-	-	-
€ HT les 2 x 96		**NC -**	-	-	-
Tubes sur rack	Oui	-	**056285**	-	-
€ HT les 2 x 96		-	**NC -**	-	-
Tubes sur rack	Oui	**056289**	**056293**	**056291**	**056295**
€ HT les 10 x 96		**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Tubes SI en vrac	Non	**056297**	**056298**	-	-
€ HT les 10 x 96		**NC -**	**NC -**	-	-



Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
056364	Etagère de congélation (h=74 cm) pour 19 boîtes de tubes 0,5 ml + 13 boîtes de tubes 1 ml	1	**NC -**
056365	Bouchons seuls pour cryotubes Bank-It	960	**NC -**
056540	Bouchons verts pour cryotubes Bank-It	960	**NC -**
056541	Bouchons rouges pour cryotubes Bank-It	960	**NC -**
056542	Bouchons bleus pour cryotubes Bank-It	960	**NC -**
056299	Tournevis électrique	1	**NC -**
056300	Tournevis manuel	1	**NC -**

Cryotubes Cryobank 2 et 5 ml Nunc


- **Tubes à capuchon vissant de 2 ou 5 ml sur rack stérile de 48 tubes ou en vrac, avec ou sans code 2D**
- **Format du rack au standard SBS**
- **Tubes autostables, autobloqués dans le rack**
- **Mêmes dimensions que les cryotubes classiques**
- **Translucides**

Vol. tot. µl/puits	2 ml	5 ml	2 ml	5 ml
Code 2D	Avec	Avec	Sans	Sans
Sur rack	**056733**	**056732B**	**056735**	**056734**
Unités/carton	48 x 10	48 x 10	48 x 10	48 x 10
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
En vrac	**056775**	**056779**	**056777**	**056778**
Unités/carton	960	528	960	528
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Sur rack verrouillable	**056797**	**056796**	-	-
Unités/carton	48 x 10	48 x 10	-	-
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	-	-



Référence	Désignation	€ HT les 10
056792	Rack pour tubes 2 ml Cryobank	**NC -**
056793	Rack pour tubes 5 ml Cryobank	**NC -**

"Press out tool" Nunc



Outil de récupération des cryotubes Bank-It et CryoBank. Permet de sélectionner les tubes à prélever dans un rack complet.

Utilisation :

- placer les plots métalliques sur les emplacements sélectionnés sur l'outil ;
- insérer le rack avec les tubes sur l'outil (l'orientation est contrôlée grâce au pan coupé du rack) ;
- avec les deux poignées, appuyer sur le rack, les tubes sélectionnés s'extraient du rack. Replacer le rack au froid. L'opération n'a duré que quelques secondes et les échantillons n'ont pas le temps de se décongeler.

Référence	Désignation	€ HT
056330	"Press out tool" Nunc	**NC -**

Tubes 2D de transfert 1,8 ml, 2 ml et 5 ml

- **Tube en polypropylène, rack en polycarbonate**
- **USP classe VI**
- **Bouchon avec pas de vis externe en polypropylène avec joint en élastomère thermoplastique**
- **Version basse, hauteur total du tube de 49,79 mm**
- **Résistants à des températures de -180 °C à 121 °C**
- **Stériles, autoclavables**
- **Gradués, zone blanche de marquage**



	Tubes 5 ml				Tubes 2 ml pas vis interne		Tubes 1,8 ml	
Type/ Marquage	**Réf.**	**Unités/ carton**	**€ HT/ carton**	**Unités/ carton**	**Réf.**	**€ HT/ carton**	**Réf.**	**€ HT/ carton**
Latch rack/2D	**056851**	24 x 10	**NC -**	48 x 10	**056872**	**NC -**	**056843**	**NC -**
Latch rack	**056852**	24 x 10	**NC -**	48 x 10	**056873**	**NC -**	**446861**	**NC -**
En vrac/2D	**056853**	240	**NC -**	480	**056874**	**NC -**	**056844**	**NC -**
En vrac	**056854**	240	**NC -**	480	**056875**	**NC -**	-	-
Rack vide	**056855**	10	**NC -**	10	**056871**	**NC -**	**262181**	**NC -**
Latch rack vide avec code-barres	-	-	-	10	-	-	**056906**	**NC -**
Latch rack avec code-barres	-	-	-	48 x 10	**056872B**	**NC -**	**056843B**	**NC -**