
Cryotubes 2 ml à code 2D SmartScan™ ABgene®



- A code 2D SmartScan™ DataMatrix™ encapsulé associé à un code de 8 chiffres lisible à l'oeil nu
- En polypropylène vierge
- Pour le stockage et l'identification unique d'échantillon
- Bouchon vissant Twist Lock
- Surface de marquage
- Compatibles avec tous les lecteurs ABgene
- Résistant au DMSO ou autres solvants
- Bouchon avec anneau de scellage 100 % étanche
- Disponible en Rack 48 puits pour optimiser le rangement des tubes dans le congélateur
- Rack verrouillable avec couvercle transparent à marquage alphanumérique
- Garantis jusqu'à -180 °C dans les vapeurs d'azote liquide
- Volume maximal : 2 ml / volume utile : 1,8 ml


Référence	Désignation	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
016972	Cryotube 2 ml à code 2D Cypher	500	500	NC -
016996	Rack 48 cryotubes 2 ml à code 2D SmartScan™		10 racks	NC -

Tubes de transfert 2D SmartScan™ ABgene®






0,65 ml Rack


1,2 ml Rack

- Tubes sur portoir avec code 2D DataMatrix sur le fond extérieur du tube (code 2D SmartScan™) ; un code de 10 chiffres est également lisible à l'oeil
- Pour une identification unique de chaque échantillon ($3{,}6 \times 10^{15}$ combinaisons possibles)
- Traçabilité totale
- Le code 2D SmartScan™ est encapsulé dans une fenêtre de polypropylène (brevet) pour une protection totale par rapport aux dommages, solvants (ex : DMSO)
- Volume 0,3 ml, 0,65 ml ou 1,2 ml (tous à fond conique)
- Le code 2D SmartScan™ peut être lu par différents lecteurs (voir page 351)
- Rack vide disponible sur demande

Applications

- Pour constituer votre banque d'échantillons en toute sécurité, même à basse température
- 0,3 ml : stockage ADN/ARN/tissus
- 0,5 ml : stockage ADN/ARN
- 1 ml : stockage d'échantillons biologiques, chimiothèque
- 2 ml : stockage d'échantillons biologiques

Référence	Volume	Présentation	Bouchon	Unités/ carton	€ HT/ carton
016992	0,3 ml	Rack	Non	10 x 96	NC -
016569	0,65 ml	Vrac	Non	960	NC -
016568	0,65 ml	Rack	Septum	10 x 96	NC -
016566	1,2 ml	Rack robotique	Non	10 x 96	NC -
016646	1,2 ml	Rack non empilable marquage alphanu.	Non	10 x 96	NC -
016638	1 ml	Rack	TL* Blanc	10 x 96	NC -



